



Jazzy[®]

SELECT ELITE

Jazzy[®] Select Elite 2 实现了一个可靠的混合动力，性能和风格。直列式马达，前轮驱动技术，给出了精锐杰出的稳定性和机动性，及稳健的室内和室外表现。



Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST[®] —



产品规格

最大承载重量	300磅(136kg)
最大速度	达到每小时3.7英里(5.9公里)
离地间隙	1.5英寸(3.8cm)
转弯半径	24.75英寸(62.87cm)
车身长度	35英寸(88.9cm)不含前索具
车身宽度	23英寸(58.4cm)
驱动轮	9英寸(22.86cm)
前脚轮	3英寸(7.62cm)实心轮胎
后脚轮	6英寸(15.24cm)实心轮胎
避震器	无
驱动系统	两个直列式马达, 前驱动轮
刹车系统	智能刹车 (电子, 再发电式, 碟式刹车器)
标准电子产品	40AMP, PG GC 3控制器
特别控制	无
充电器	3AMP外置充电器
充满电最大行程	达到8.95英里(14.3公里)
电池要求	两个12V深度循环电池
电池规格	U-1蓄电池
电池重量	单个重25磅(11.4kg)
车身重量	68.5磅(31.1kg)
标准座椅的重量	43.5磅(19.8kg)舒适高背座椅
最大的座椅尺寸	20英寸X20英寸(50.8cmX50.8cm)
保修期	车架2年有限保修期 电子产品12个月有限保修期 驱动马达12个月有限保修期

此处包含的信息在出版时是正确的。我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。速度和行使范围会根据使用者重量, 地形类型, 电池充电状态和轮胎压力而变化。由于制造公差和产品的持续改进, 长度, 宽度, 转弯半径和离地间隙可以承受的公差为 (+/- 3%)。特殊订单座椅或非标准的尺寸不会折叠平整, 因深度可调。

特征

- 直列式马达, 前轮驱动技术
- 40AMP, PG GC 3控制器
- 从后部轻松进入电池接口
- 简单的主车架结构设计, 更便于维修
- 新款舒适型高背座椅带头枕
- 新的Jazzy® Armor™包含有防护片, 控制器盖能更好保护日常的磨损及撕破。

选项

- 高背座椅实板座垫
- 杯架
- 防雨罩
- 后车篮
- 氧气瓶支架
- 手杖/拐杖架
- 拐杖托
- 豪华 Jazzy® Armor™ 包装

可选颜色



爵士红



爵士蓝

Pride®
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST™ —

800-800-8586 (US) • 86-021-51923035 (China) • www.pridemobility.com



*有效电话