

POWER ASSIST HD



易于操作的控制器，带有调速盘，
电池显示灯和手控杆



手动轮椅的重载助力推行器

电动重载助力推行器旨在帮助护理人员推动手动轮椅。
电动重载助力推行器适合16"~24"宽度的手动轮椅，并且
续航能力长达16公里（10英里）。

Pride[®]
Mobility Products Limited
— LIVE YOUR BEST[®] —

中国.上海.浦东新区建韵路500号天纳商汇4幢508室
(电话) 86 021 51923035 • www.pridemobility.com



POWER ASSIST HD

规格

最大速度 ¹	6.4公里/小时 (4英里)
充电续航范围 ¹	高达10英里 (16公里)
最大倾斜度	6°
最大承重能力	182公斤 (400磅)
马达	
重量	19.2公斤 (含电池重量) 9公斤 (电池盒)
电池	
充电器	2A, 24V 外置
控制器	PG - S - DRIVE 45A
轮椅宽度	40.6厘米-61厘米 (16-24英寸)
外形尺寸²	
高度:	38厘米 (15英寸)
长度:	38厘米 (15英寸)
宽度:	25厘米 (9.8英寸)

¹ 速度和续航范围根据用户重量, 地形类型, 电池充电情况, 电池状态和轮胎压力有不同变化。

² 由于制造公差和产品的不断改进, 本规范存在+/-3% 的差异。

特征

- 为宽度为16英寸-24英寸的手动轮椅而设计。
- 一次充电续航范围可长达16公里 (10英里)。
- 承重能力可达182千克/400英镑 (包含使用者和车辆)。
- 最大速度高达6.4公里/小时 (4英里)。
- 双滚轮设计旨在增加牵引力和稳定性。

