

四轮代步车

VICTORY LX

WITH CTS SUSPENSION

终极豪华中型 代步车



Victory® LX电动代步车配备CTS前后独立避震系统，具有高性能和时尚、现代的设计特点。Victory® LX电动代步车的完整标准功能包括一个环绕式三角手柄，便捷式充电端口，和轻触式拆卸，这使拥有配备CTS避震系统的Victory LX代步车是您极佳的选择。



舒适-Trac
避震系统



环绕式三角手柄

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

www.pridemobility.com

规格

拥有CTS避震系统的VICTORY LX 四轮

承载重量	181.4千克
最大速度 ¹ :	可达9公里/小时
离地间隙 ² :	5.6厘米 (马达至地面)
转弯半径 ² :	164.6厘米
总长度 ² :	119.4厘米
总宽度 ² :	56.5厘米
座椅至地面高度:	45.1厘米
前轮 ² :	25.4厘米 (重型泡沫)
后轮 ² :	25.4厘米 (重型泡沫)
行驶里程 ¹ :	可达26公里
最大倾斜度:	6°
总重量 (不含电池) ⁴ :	70.9千克
拆卸时最重部件重量:	35.2千克 (前部)
标准座椅:	类型: 折叠模压塑料 重量: 12.6千克 材质: 黑色乙烯基 尺寸: 43.18厘米×43.18厘米
马达输出:	24伏, 直流电机
刹车:	再生式和电动机械
电池要求 ⁵ :	(2) 12伏, 深度循环 尺寸: (2) 32安或者 (2) 40安 (标准); (2) 50安 (可选) 重量 ³ : (32安) 9.7公斤每个, (40安) 14.74公斤每个 (50安) 17.24公斤每个
充电器:	5安, 外置式

颜色:



蓝色



红色



白色

特征

- CTS避震系统 (舒适-Trac前后独立避震系统)
- 时尚, 现代的设计
- 独家黑色无痕轮胎
- 单手轻触式拆卸成简单框架
- 模块化设计, 便于维修
- 环绕式三角手柄
- 便捷的充电接口置于手柄上
- 旁置和后置LED灯
- 手柄下方配有温和光照
- 手柄下方储物格
- 手柄上装有增强的喇叭
- 线组件从前部到后部自动连接

选项

- 前臂拐杖支架
- 手杖/拐杖架
- 氧气罐支架
- 杯架
- 后车篮
- 安全标志
- 助行架支架
- 防雨罩
- 工具包
- 后视镜



LED尾灯

¹ 以上数据根据用户重量, 地形类型, 电池的安培数, 电池的充电时间, 电池状态及轮胎状况的改变会发生相应变化。该规范可承受公差为+或-10%
² 由于制造公差和产品的持续改进, 该规范可以承受的公差为+/-3
³ 电池重量可能因制造商不同而存在偏差。
⁴ 包括标准座椅重量。
⁵ 需要玻璃隔板纤维电池 (AGM) 或者胶体电池 (gel cell)

留意: 所有规格的更改不会另行通知。
此处包含的信息在出版时是正确的, 由于普拉德承诺不断完善和开发, 我们保留更改规格的权利, 恕不另行通知。
理论计算范围按照欧洲国家标准测试条件, 实际范围在正常使用时, 将取决于许多因素, 包括车辆状态及电池, 驾驶者的重量, 正确的轮胎压力、环境温度和梯度道路或路面表面。