

Solución integral para las sillas de ruedas eléctricas



	JAZZY AIR® 2	JAZZY® PASSPORT	GO CHAIR®	JAZZY AIR®	JAZZY® SPORT 2	JAZZY® ELITE ES-1	JAZZY® ELITE ES PORTABLE	JAZZY® ELITE ES	JAZZY® SELECT ELITE	JAZZY® SELECT	JAZZY® SELECT 6 2.0	JAZZY® SELECT 6	JAZZY® ELITE 14	JAZZY® 600 ES	JAZZY® ELITE HD	JAZZY® 614 HD	JAZZY® 1450	
Capacidad de peso	300 libras	250 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	300 libras	450 libras ⁷	450 libras	600 libras	
Radio de giro ¹	20.75"	24.25"	25.5"	25.5"	24.75"	23.5"	24.75"	24.75"	24.75"	22.5"	23.75"	21.875"	24"	20.5"	22.75"	22.75"	26.5"	
Ancho ¹	23.19"	23.5"	22.5"	23.375"	22.75"	22.75"	22.75"	22.75"	22.75"	23.74"	23.27"	23.5"	24.25"	24.5"	24.25"	25.25"	29.25"	
Longitud ^{1,2}	41.93"	40"	28.5"	38"	34.75"	34.75"	34.75"	34.75"	34.75"	44"	43.27"	35.375"	35.5"	35.5"	35.5"	35.5"	38.25"	
Velocidad máxima ³	Hasta 4 mph (elevada y no elevada)	Hasta 3.6 mph	Hasta 3.7 mph	No elevada: Hasta 4 mph Elevada: Hasta 3.5 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4.3 mph	Hasta 4.3 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4 mph	Hasta 4.25 mph	Hasta 4.5 mph	
Distancia al suelo ¹	1"	3"	2"	2.42"	1.5"	0.75"	1.5"	1.5"	1.5"	0.75"	1.77"	1.75"	3"	2.75"	3"	2.25"	1.5"	
Ruedas delanteras	6" antipinchazos	8" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	3" rueditas sólidas	5" antivuelco	3" antivuelco	3" antivuelco	3" antivuelco	5" antivuelco	6" antipinchazos	6" rueditas sólidas	3" antivuelco	6" OMNI-ruedas sólidas	3" antivuelco	6" rueditas sólidas	4" antivuelco	
Ruedas motrices	10" antipinchazos	12" tracción neumática	9" sólidas	10"	9"	9" sólidas	9" sólidas	9" sólidas	9" sólidas	10" sólidas	10" antipinchazos	10" sólidas	14"	14"	14" sólidas	14"	14" sólidas	
Ruedas traseras	6" antipinchazos		3" antivuelco	6" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	5.75" rueditas sólidas	6" antipinchazos	6" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	6" OMNI-ruedas sólidas	6" rueditas sólidas	6" rueditas sólidas	9" rueditas	
Sistema	Dos motores, tracción Mid-Wheel 6 [®]	2x 180W motores cepillados	Dos motores, tracción trasera	Dos motores, en línea, tracción media	Dos motores, en línea, tracción delantera	Dos motores, en línea, tracción delantera	Dos motores, en línea, tracción delantera	Dos motores, en línea, tracción delantera	Dos motores, en línea, tracción delantera	Dos motores, tracción media	Dos motores, tracción Mid-Wheel 6 [®]	Dos motores, en línea, tracción media	Dos motores, tracción delantera	Dos motores, tracción media	Dos motores, tracción delantera	Dos motores, en línea, tracción Media	Dos motores, tracción delantera	
Sistema de frenos	"Frenos inteligentes" (frenos discos electrónicos regenerativos)	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	"Frenos inteligentes" (frenos discos electrónicos regenerativos)	"Frenos inteligentes" (frenos discos electrónicos regenerativos)	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	Regenerativo y electromecánico	
Suspensión	Active-Trac® (ATX) con tecnología Mid-Wheel 6 [®]	Limitada	Limitada	Active-Trac® (ATX)	Limitada	Limitada	Limitada	Limitada	Limitada	Active-Trac® (ATX)	Active-Trac® (ATX) con tecnología Mid-Wheel 6 [®]	Active-Trac® (ATX)	Limitada	Active-Trac® (ATX)	Limitada	Active-Trac® (ATX)	Eje oscilante	
Respaldo alto (tamaño máximo)	20"A x 20"-22"P	N/A	N/A	20"A x 20"-22"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	24"A x 24"P	24"A x 24"P	32"A x 28"P	
Rango de asiento con respaldo alto al suelo	21.25" - 33"	19"	N/A	23" - 33"	21.5" - 23.5"	21.5" - 23.5"	21.5" - 23.5"	21.5" - 23.5"	21.5" - 23.5"	21" - 22"	21.5" - 23.5"	21.25" - 23.25"	20" - 22"	20.5" - 22.5"	20" - 22"	20.5" - 23.5"	20.5" - 22.5"	
Asiento Synergy®	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	20"A x 20"P	24"A x 24"P	24"A x 24"P	32"A x 28"P	
Rango de asiento Synergy® al suelo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.25" - 19.25"	17.25" - 19.25"	16.5" - 18.5"	16.5" - 18.5"	15.75" - 17.75"	17.25" - 19.25"	15.75" - 17.75"	17.75" - 19.75"	17.25" - 19.25"	
Silla con elevación motorizada	Estándar	N/A	N/A	Estándar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Opcional	Opcional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TRU-Balance®	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Controles especiales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes	
Electrónica estándar	40A, PG VR2	50A, PG, VSI	40A, PG GC3	40A, PG VR2	40A, PG GC3	40A, PG GC3	40A, PG GC3	40A, PG GC3	40A, PG GC3	40A, PG GC3	40A, PG GC3 ⁴	40A, PG GC3 ⁴	50A, Dynamic Shark	50A, Dynamic Shark	60A, Dynamic Shark	50A, Dynamic Shark	90A, PG VR2	
Tamaño de baterías (2 requeridas)	12 voltios, U-1 (estándar), 40 Ah (opcional)	(1) 24V 18Ah ion-litio (estándar), (1) 25.2V 10.4Ah ion-litio batería para viajes (opcional)	18 Ah, 12 voltios, ciclo profundo	12 voltios, U-1 (opcional)	12 voltios, U-1	12 voltios, U-1	12 voltios, U-1	12 voltios, U-1	12 voltios, U-1	12 voltios, U-1	12 voltios, U-1	12 voltios, U-1	12 voltios, NF-22	12 voltios, NF-22	12 voltios, NF-22	12 voltios, NF-22	12 voltios, Grupo 24	
Cargador de batería estándar	3.5A, externo	2-amp, externo	2A, externo	3.5A, externo	3.5A, externo	3.5A, externo	3.5A, externo	3.5A, externo	3.5A, externo	3.5A, externo	3.5A, externo	3.5A, externo	5A, externo	5A, externo	5A, externo	5A, externo	8A, externo	
Rango por carga ⁶	Hasta 16.8 millas (U-1), Hasta 19.2 millas (40 Ah)	Hasta 9.6 millas (estándar), 5.7 millas (batería opcional para viajes)	Hasta 10.9 millas	Hasta 15.29 millas (U-1), Hasta 18.4 millas (40 Ah)	Hasta 13 millas	Hasta 12 millas	Hasta 11 millas	Hasta 15 millas	Hasta 15 millas	Hasta 19.4 millas	Hasta 19 millas	Hasta 15 millas	Hasta 9.8 millas	Hasta 17 millas	Hasta 9.8 millas	Hasta 11 millas	Hasta 15.7 millas	
Peso de baterías ⁸	24.5 libras (U-1), 32.5 libras cada una (40Ah)	7 libras (Estándar), 5.2 lbs (batería opcional para viajes)	14 libras cada una	25 libras (U-1), 32.2 libras cada una (40Ah)	25 libras cada una	25 libras cada una	25 libras cada una	25 libras cada una	25 libras cada una	25.2 libras cada una	24.5 libras cada una	25 libras cada una	37 libras cada una	37 libras cada una	37 libras cada una	37 libras cada una	52 libras cada una	
Peso de la pieza más pesada ⁵	180 libras (con asiento) ⁹	54 libras (este producto no se desmonta) ¹⁰	36 libras	181 libras (con asiento) ⁹	69 libras	69 libras	48 libras	69 libras	69 libras	94 libras	114 libras	100 libras	99 libras	124 libras	99 libras	122 libras	195 libras	
Peso de asiento estándar	41 libras	N/A	30 libras (compacto, plegable)	41 libras	43 libras (cómodo, respaldo alto)	43 libras (cómodo, respaldo alto)	43 libras (cómodo, respaldo alto)	43 libras (cómodo, respaldo alto)	43 libras (cómodo, respaldo alto)	51.4 libras (cómodo, respaldo alto)	50 libras (cómodo, respaldo alto)	43 libras (cómodo, respaldo alto)	52 libras (respaldar alto)	52 libras (respaldar alto)	52 libras (respaldar alto)	52 libras (respaldar alto)	52 libras (respaldar alto)	
Tamaño de asiento estándar	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 20" - 22"	17.5" x 16.5"	18" x 17"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 20" - 22"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	16" x 16" - 18", 18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20"	18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20", 22" x 20" - 22"	18" x 18" - 20", 20" x 18" - 20", 22" x 20" - 22"	20" x 18" - 20", 22" x 20" - 22"	20" x 18" - 20", 22" x 20" - 22"	24" x 24"	
Códigos HCPCS	K0899	K0899	K0899	K0899	K0899	Grupo 1: Estándar (K0816)	Grupo 2: Estándar, Portátil (K0820/K0821)	Grupo 2: Estándar (K0822/K0823)	Grupo 2: Estándar (K0822/K0823)	Grupo 2: Estándar (K0822/K0823)	Grupo 2: Estándar (K0822/K0823)	Grupo 2: Estándar (K0822/K0823)	Grupo 2: Estándar (K0822/K0823)	Grupo 2: Estándar (K0822/K0823)	Grupo 2: Resistente (K0824/K0825)	Grupo 2: Resistente (K0824/K0825)	Grupo 2: Muy resistente (K0826/K0827), Potencia singular muy resistente (K0839)	
Garantía	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Limitada a vida (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores); Limitada a 13 meses (baterías)	Limitada a 5 años (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores); Limitada a 13 meses (baterías)	Limitada a vida (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores)	Modelos K0826/K0827: Limitada a vida (marco); Limitada a 13 meses (electrónica); Limitada a 13 meses (motores) Modelo K0839: Limitada a vida (marco); Limitada a 2 años (electrónica); Limitada a 18 meses (motores)	
	NO CODIFICADO POR DME PDAC						CODIFICADO POR PDAC											

1) Debido a las tolerancias de producción y constantes mejoras del producto, esta especificación se puede sujetar a una variación de (+ o -) 3%. Las dimensiones listadas sólo corresponden a las bases motorizadas. Las dimensiones totales varían basada en las selecciones del asiento y accesorios.
 2) Sin reposapiés.
 3) Varía con el peso de usuario, tipo de terreno, tipo de batería, condición de batería y presión de llanta.
 4) Se requiere 40A, PG 6-key VR2 con la opción de elevarse.
 5) No incluye el peso del asiento ni de baterías.

6) Examinada de acuerdo con ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Sección 4 & estándares ISO 7176-4. Los resultados son derivados de las calculaciones teóricas basadas en las especificaciones de la batería y desempeño del sistema. El examen conducido a capacidad máxima de peso. Esta especificación se sujeta a una variación de +10%, -5%.
 7) La capacidad de peso máxima se disminuye a 400 libras (181 kilos) en configuraciones de asientos profundos de 18".
 8) El peso de batería puede variar según el fabricante.
 9) Peso de asiento incluido (porque se requieren herramientas para sacar el asiento). Peso de batería no incluido.
 10) Peso de asiento incluido. Este producto no se desmonta.

No se debe considerar los códigos HCPCS listados como consejos legales y no garantizan compensación. Los proveedores DME son responsables de determinar los códigos de facturación apropiados para entregarlos con propósito de compensación de seguros.

La información contenida aquí es correcta a la hora de publicación; nos reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso.

(US) 800-800-8586
 (CAN) 888-570-1113
 pridemobility.com

