

¡LA SILLA RECLINABLE MÁS CÓMODA DEL MUNDO!



COLECCIÓN	SIERRA	ATLAS	VOYA	TRANQUIL	ELEGANCE	ELEGANCE	ESCAPE	LEGACY	LEGACY	METRO	PERFECTA	URBANA
MODELO	PLR-970M	PLR-985M	PLR-995M	PLR-935M	PLR-975M	PLR-975L	PLR-990iM	PLR-958M	PLR-958L	PLR-925M	PLR-945M	PLR-965M
POSICIÓN	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Posición True-Infinite Sin gravedad Trendelenburg Chaise Lounger	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada	Ilimitada con habilidad de acostarse plano Relajada Reclinada Elevada
TAMAÑO	Mediano	Mediano	Mediano	Mediano	Mediano	Grande	Mediano	Mediano	Grande	Mediano	Mediano	Mediano
CAPACIDAD DE PESO	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras	375 libras
ALTURA DEL ASIENTO AL SUELO	19.5"	19.5"	19.5"	19.5"	20"	20.5"	20"	19.5"	20.5"	19"	19"	20"
PROFUNDIDAD DE LA SILLA	20.5"	21"	21.5"	20.5"	21"	22"	20"	21.5"	22"	21"	20"	20"
ANCHO DE LA SILLA	21.5"	22"	22"	22"	21"	22"	20"	22"	23"	21"	22"	21"
ALTURA DEL RESPALDAR AL ASIENTO	25"	26"	30"	29"	27"	28"	26"	25"	26"	26.5"	25"	25"
SILLÓN ACOLOCHADO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
EXTENSIÓN PARA REPOSAPIÉS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
TIPO DE ASIENTO	Confort Total	Confort Total	Confort Total	Confort Total	Confort Total	Confort Total	Muelles Helicoidales Embolsados	Confort Total	Confort Total	Confort Total	Confort Total	Confort Total
ALTURA DEL ASIENTO	44.5"	42"	42"	42"	42"	43"	44.5"	42"	43.5"	41"	43"	42"
DISTANCIA DE LA PARED	16"	16"	16"	16"	14"	16"	18"	16"	16"	14"	15"	14"
ANCHO DE LA SILLA ENTERA	35"	39"	35"	37.5"	35.5"	37.5"	33"	35"	36.5"	33"	31"	33"
PESO DE LA SILLA	144 libras	161 libras	153 libras	145 libras	152 libras	157 libras	148 libras	153 libras	160 libras	142 libras	142 libras	145 libras
GARANTÍA	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años	Prorrateada de 7 años

GUÍA DE SELECCIÓN DE TELAS ESTÁNDARES	STONEWASH	BADLANDS	PICASSO	ASTRO	BADLANDS	DURASOFT	SAVILLE	SAVILLE	MERINO	STONEWASH
	 MUSGOSO AMBARINO DUNA 	 CHAMPIÑÓN NOGAL ACERO	 ACERO MEDIANOCHE	 GRIS MARRÓN CHAMPIÑÓN	 CHAMPIÑÓN NOGAL ACERO	 AVENA MADERA ACTUALIZACIÓN ULTRALEATHER™ COLOR DE ANTE CHOCOLATE	 VINO GRIS MARRÓN	 GRIS MARRÓN	 VENADO ACERO	 GRANITO PISTOLA METÁLICA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES:



= Indica el plazo más corto disponible.

GUÍA DE POSICIONES*:



HCPCS recomendado: E0627- mecanismo de elevación de la silla, eléctrico, cualquier tipo. Los proveedores DME son responsables de determinar los códigos de facturación apropiados para entrega de compensación de seguros. No se debe considerar los códigos.
HCPCS listados como consejos legales y no garantizan compensación. Se pueden aplicar directrices de agrupación, codificación del pagador y cobertura.

*No todos los productos ofrecen las mismas posiciones. Favor de referirse al producto específico.

Nota: Las dimensiones podrían variar +/-1". Las especificaciones se sujetan a cambios sin previo aviso. La información contenida aquí es correcta al momento de publicación; nos reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso.