

GO-GO
ELITE TRAVELLER®

LA FAÇON LA PLUS
RAPIDE DE VOYAGER.

GO-GO ELITE TRAVELLER®

Le **Go-Go Elite Traveller®** est facilement transportable et manœuvrable dans des espaces restreints. Il vous offre une versatilité de style et de couleurs grâce à ses capots interchangeables en un rien de temps. Le design compact du Go-Go Elite Traveller vous donne accès aux corridors et autres endroits étroits, tout en vous assurant une grande stabilité à l'extérieur. Il est tellement facile à assembler et à désassembler que vous éliminerez une grande partie de l'insécurité liée à vos voyages. Allez sans tracas où vous le désirez avec le Go-Go Elite Traveller.



Go-Go Elite Traveller®	3 roues	4 roues
Numéro de modèle:	SC40E	SC44E
Capacité de poids:	125 kg	125 kg
Vitesse maximale ² :	Jusqu'à 7 km/h	Jusqu'à 7 km/h
Dégagement au sol ¹ :	6.5 cm	6.35 cm
Rayon de giration ¹ :	82.6 cm	112 cm
Longueur ¹ :	94 cm	100.3 cm
Largeur ¹ :	49.5 cm	49.5 cm
Pneus avant:	5 cm x 20 cm	5 cm x 18 cm
Pneus arrière:	6.35 cm x 20 cm	6.35 cm x 20 cm
Autonomie ² :	Jusqu'à 16 km (avec 2 x 12AH) standard Jusqu'à 25.75 km (avec 2 x 17AH) en option	
Poids total sans le boîtier de batteries:	34 kg	34 kg
Pièce la plus lourde:	12.75 kg (section avant)	15 kg (section arrière)
Siège standard:	Pliable, moulé, en plastique, recouvert de vinyle	
Groupe motopropulseur:	Moteur 24V DC avec mini-transaxe scellé	
Système de freinage:	Frein électronique régénérateur & frein électromagnétique	
Type de Batteries ³ :	(2) 12V à décharge profonde (standard) Type: 12 AH ou optional 17 AH Poids: 12 AH: 9.5 kg boîtier de batteries 17 AH: 13 kg boîtier de batteries	
Chargeur:	Externe 2A	

Couleurs:



Bleu



Rouge



Argent

3 ensembles de capots de couleur inclus avec chaque appareil !

¹ Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

² L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+ou-) 10%.

³ Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant de celles-ci.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

CARACTÉRISTIQUES

- Pneus noirs non-marquants, exclusivité de Pride Mobility
- Se désassemble facilement, même d'une seule main
- Auto-connexion du câble avant-arrière
- 3 ensembles de coquilles de couleurs sont inclus avec chaque appareil pour plus de versatilité
- Poteau de siège monté sur la partie avant de l'appareil pour plus de stabilité
- Concept modulaire pour un entretien/service facile
- Modulateur avec micro-processor offrant plusieurs caractéristiques de sécurité
- Panier avant inclus
- Panier de plancher amovible pour plus de rangement (4 roues seulement)
- Chargeur externe permettant la recharge des batteries sur ou hors de l'appareil



Se désassemble facilement, même d'une seule main