

C'est une Nouvelle Ère dans les Solutions de Mobilité...



C'est une nouvelle ère dans la mobilité ... C'est la Mobilité Sociale. Que ce soit à la maison ou au bureau, le design innovant et les fonctionnalités du Jazzy Air en font une solution riche qui va accroître l'indépendance de son utilisateur. Le Jazzy Air offre à son utilisateur la vision d'une nouvelle dimension sociale.

- **S'élève** au maximum de 25cm en seulement **16 secondes**
- En position haute, le JAZZY AIR permet de se déplacer à la **vitesse de la marche (5.6 km/h)**. L'utilisateur s'adapte à son environnement et aux personnes qui l'entourent
- Suspension **auto-blocante brevetée** procurant une **stabilité maximum** dans les deux positions (élevée ou non-élevée)

Récompensé
du prix HME 2016
pour l'innovation



C'est la Mobilité Sociale !

Pride[®]
Mobility Products France

Jazzy
air[®]

Spécifications Techniques

Capacité pondérale	136 kg
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 6,44 km/h en position non-élevée Jusqu'à 5,6 km/h en position élevée
Dégagement au sol ²	6,15 cm à la palette centrale 2,54 cm au moteur
Hauteur siège-sol	58 cm - 83,5 cm
Rayon de giration ²	48,3 cm
Dimensions ^{2,6}	Longueur: 110 cm avec la palette centrale; 98 cm sans la palette centrale Largeur: 59,5 cm de roue à roue 65 cm d'un l'appui-bras à l'autre
Type de manette	PG VR2
Roues motorisées	10" anti-crevaisons
Roues pivotantes	6" anti-crevaisons
Suspension	Active-trac avec traction par roues centrées (base 6 roues)
Autonomie ^{1,4}	Jusqu'à 29,64 km avec batteries 40Ah
Freins	Freins intelligents
Batteries ³	(2) 40 Ah
Chargeur	3,5 amp externe
Inclinaison	Dossier 6°
Angle maximal	6°
Capacité de franchir des seuils	Non-élevé: 5,6 cm Élevé: 4,6 cm
Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure

- ¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
- ² En raison des tolérances de fabrication et d'amélioration continue des produits. Cette spécification est sujette à une variation de + or -3%.
- ³ Requiert des batteries AGM ou au gel. Voir le manuel de l'utilisateur.
- ⁴ Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximum.
- ⁵ Le poids des batteries peuvent varier selon le manufacturier.
- ⁶ Les dimensions mentionnées sont pour la base motrice seulement. Les options et le type de siège font varier les mesures hors-tout.

NOTE: Ce produit est conforme aux standards ANSI/RESNA, ISO 7176. Toutes les spécifications peuvent être changées sans préavis.



Caractéristiques

- S'élève au maximum de 25 cm en seulement 16 secondes
- Le bouton "Air" élève ou abaisse le siège complètement avec un seul appui, et ce même en roulant
- Palette centrale relevable intégrée au siège pour un confort maximal en toutes positions
- Palette centrale à 3 ajustements de hauteurs et d'angle
- Siège sport ultra confortable haut, inclinable et rabattable. Assise disponible en 40x40-45cm, 45x46-50cm et 50x50-55cm
- Accoudoirs entièrement ajustables en angle, hauteur, profondeur
- Feux de positions LED
- Ceinture de 152 cm

Couleurs



Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45
www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr