

DESCRIPTION FAUTEUILS RELEVEURS



T3
Fauteuil à positions infinies, releveur de taille moyenne à grande permettant la position de Trendelenburg (élève les jambes au dessus du niveau de la tête pour plus de confort) et position de zéro gravité



- C1**
Fauteuil à trois positions, releveur de petite taille
- LC-101**
Fauteuil à trois positions, releveur de taille moyenne à grande
- LC-101R**
Fauteuil à 3 positions, releveur de taille moyenne à grande
- LC-107**
Fauteuil à positions infinies, releveur de taille moyenne à grande

AVANTAGES

- Structure en bois de Peuplier laminé
- Système d’élévation breveté et souple d’utilisation
- Poche de grande taille
- La télécommande peut être positionnée du coté gauche
- Système de batterie de secours (batteries non incluses)
- Transformateur externe pour un accès aisé aux batteries de secours
- Garantie limitée de deux ans
- Mousse 100% polyurethane

Fauteuil à **3 positions** = Angle très ouvert de repos
Fauteuil à **positions infinies** = Se mets à plat pour dormir

Note: Les dimensions peuevent varier de +/- 2.5 cm.

CARACTERISTIQUES

FABRICANT DE RELEVEURS
DE HAUTE QUALITÉ



	T3
Largeur de dossier:	80cm (31.5")
Hauteur sol - siège:	48cm (19")
Profondeur d'assise:	51cm (20")
Largeur d'assise:	51cm (20")
Hauteur du dossier:	68.5cm (27")
Poids maximale:	170 kg
Options de coloris:	Aqua, Chocolate, Burgundy, Birch, Spruce, Arctic Blue, Pecan, Cactus, Latte, Oatmeal, Almond






	C1
Largeur de dossier:	51cm (20")
Hauteur sol - siège:	41cm/46cm (16"/18")
Profondeur d'assise:	48cm/51cm (19"/20")
Largeur d'assise:	46cm (18")
Hauteur du dossier:	66cm (26")
Poids maximale:	113 kg
Options de coloris:	Chocolate, Birch, Arctic Blue, Cactus



	LC-101	LC-101R	LC-107
Largeur de dossier:	58cm (23")	58 cm (23")	74 cm (29")
Hauteur sol - siège:	47cm (18.5")	47 cm (18.5")	48 cm (19")
Profondeur d'assise:	51cm (20")	51 cm (20")	48 cm (19")
Largeur d'assise:	51cm (20")	51 cm (20")	51 cm (20")
Hauteur du dossier:	70cm (27.5")	70 cm (27.5")	70 cm (27.5")
Poids maximale:	147 kg	147 kg	170 kg
Options de coloris:	Cocoa, Fern, Sky, Sandal, Amber	Black Brown	Cocoa, Fern, Sky, Sandal, Amber



COLORIS DISPONIBLES*



Protégez votre investissement avec un kit de nettoyage Pride



FABRICANT DE RELEVEURS
DE HAUTE QUALITÉ

Fauteuils Releveurs
Pride®

GUIDE DES RELEVEURS

www.pridemobility.com • www.prideliftchairs.com

Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans notification préalable.



* Tous les coloris ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Veuillez vous référer aux spécifications pour plus de détails.

FABRICANT DE RELEVEURS
DE HAUTE QUALITÉ

Fauteuils Releveurs
Pride®

www.pridemobility.com • www.prideliftchairs.com



T3

Dossier à 3 boudins
Montré en Oatmeal



C1

Dossier cossu
Montré en Birch



LC-101

Dossier en T
Montré en Sky

69 Rue Ampère, 75017 Paris - France

Tel: 001 570 655 5574 • Fax: 001 570 883 4105

www.pridemobility.com

PRIDE
PERFORMANCE MOBILITY
— LIVE YOUR BEST —

Pride®
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST® —



LC-107

Dossier à deux coussins
Montré en Cocoa



LC-101R

Dossier à deux coussins
Montré en noir