

# OPTEZ POUR LA LIBERTÉ

## 2018 Catalogue Produits



## Prenez de la hauteur

# Jazzy air



### CARACTÉRISTIQUES

- S'élève jusqu'à 25,4 cm en seulement 16 secondes
- Participez pleinement aux échanges
- Conduite en toute sécurité jusqu'à de la marche (5.6km/h)
- Accoudoirs entièrement ajustables en angle, hauteur, profondeur
- Angle de palette réglable, 3 positions
- Palette centrale relevable intégrée au siège pour un confort maximal dans toutes les positions
- Feux de positions LED
- Plusieurs options d'assise pour plus d'ajustement et de confort

# SPARKY

De la cour de récréation à la classe, et même au-delà



Sparky, en bascule d'assise, équipé de repose-pieds

### COULEUR

LIVRÉ AVEC UN JEU D'AUTOCOLLANTS LUDIQUES



Blanc



### CARACTÉRISTIQUES

- Assise évolutive de 25x25 cm à 35.5 x 35.5 cm
- VR2 PG en standard, QLogic en option
- Bascule d'assise électrique
- Poids maximum utilisateur jusqu'à 56,7 kg
- Vitesse maximum jusqu'à 9.66 km/h
- Relève-jambes manuels en standard (version AA2)

### COULEURS



Bleu Saphire



Blanc Perle



Noir Onyx





Ultra compact



Idéal pour voyager



**COMMENT LE PLIER:**



Débrancher et retirer le joystick



Placer le joystick dans la pochette du dossier et retirer le coussin d'assise



Rabattre le dossier, ensuite relever les accoudoirs



Presser les 2 boutons poussoirs noir en même temps (situés à l'arrière)



Rabattre l'assise vers le bas jusqu'à ce que le fauteuil soit complètement plié



L'i-Go est maintenant prêt à y aller !

**CARACTÉRISTIQUES**

- Pliable facilement en 5 étapes
- Assise unique pour plus de confort
- Suspensions à l'avant
- Grand compartiment de rangement
- Batteries Lithium-ion légères
- Manipulateur VR2 pour une utilisation facile

**COULEUR**



Argent



Dimensions Plié  
78,7 x 40, 6 x 60 cm

**CARACTÉRISTIQUES**

- Voyager devient un jeu d'enfant avec son design compact et léger
- Pochette de stockage arrière pour plus de rangement
- Se plie facilement en quelques étapes pour un transport simple
- Comprend un sac de rangement sous l'assise, pratique, en Mesh, un porte-gobelet en filet et une ceinture de 100 cm
- Large palette monobloc pour le confort des utilisateurs
- Coussin en mousse pour un maximum de confort

**COULEUR**



Argent



Allez-y, sortez !  
**GOCHAIR®**



Boîtier double de rangement

**CARACTÉRISTIQUES**

- 3 coloris disponibles
- Siège plus large : 46 cm x 43 cm; pivotant à 5 niveaux avec levier
- Empattement plus long, maniabilité améliorée, position plus large
- Rayon de giration très compact de 64,5 cm
- Boîtier double de rangement
- Accoudoirs plus larges, ajustables en hauteur et largeur
- Palette centrale plus large
- Désassemblage facile
- Poids de la pièce la plus lourde, 16 kg

**COULEURS**



Bleu



Blanc



Rouge

La Façon la plus  
**Rapide de Voyager**

SCOOTERS 3 & 4-ROUES

**GO GO**  
ELITE TRAVELLER®



Vu dans  
Tout Le Monde Debout  
avec Franck DUBOSC

**CARACTÉRISTIQUES**

- Prise de charge sur la colonne de direction
- Chargeur externe permettant la recharge des batteries sur ou hors de l'appareil
- Facilement démontable en 5 parties légères pour un transport et un stockage pratique
- Colonne de siège montée sur la partie avant de l'appareil pour plus de stabilité
- Panier avant inclus
- 2 ensembles de coquilles de couleurs sont inclus avec chaque appareil pour plus de style
- Variateur de vitesse offrant une conduite souple et précise
- Pneus noirs non-marquants, exclusivité Pride Mobility



Se désassemble facilement,  
même d'une seule main

**COULEURS**



Rouge



Bleu

2 ensembles  
de capots de couleur inclus  
avec chaque appareil



**Pride**  
**QUEST**

LE SCOOTER IDEAL,  
**COMPACT ET PLIABLE**



Facile à transporter



Scoter Plié

**CARACTÉRISTIQUES**

- Mécanisme de pliage unique
- Se plie en trois étapes simples
- Guidon ajustable
- Autonomie jusqu'à 20 km
- Facile à transporter à la maison, à l'hôtel ou à l'aéroport
- Peut être rangé allongé ou debout
- Roues avant articulées pour une meilleure stabilité
- Feus à LED avant et arrière

**COULEUR**



Blanc

# Jazzy® ZERO TURN

La **Stabilité** d'un 4 roues avec  
la **Manœuvrabilité** d'un 3 roues



Breveté, braquage-intelligent



## CARACTÉRISTIQUES

- Prise de charge intégrée au tableau de bord pour un accès facile
- Nouvelle conception contemporaine des jantes
- Suspensions CTS pour une utilisation confortable et durable
- Guidon Delta ergonomique pour une conduite confortable
- Double moteur pour une traction accrue en terrain accidenté
- Démontage facile à une main
- Vide-poches sous l'assise
- Prise de charge USB montée sous le guidon



'Technologie iTurn™' brevetée



Kit éclairage LED pour une bonne visibilité



## COULEURS

Choix entre 3 coloris de capots interchangeable et contemporains



Rouge



Noir



Blanc

SCOOTERS 3 & 4-ROUES



Performance Suprême,  
Style Vivifiant à Petit Prix



## CARACTÉRISTIQUES

- Suspension avant & arrière
- Système de lumières automatique haute-visibilité avant & arrière
- Démontage d'une main pour un transport simple et rapide
- Indicateur LED du niveau de charge des batteries visible de plusieurs positions et pour plus de précision
- Pneus noirs non-marquants, exclusivité Pride Mobility
- Guidon Delta à poignées recourbées
- Indicateur LED du niveau de charge des batteries
- Inclus charnières anti-pincement. L'assise tourne et se bloque dans 8 positions
- Poignée à prise facile pour un ajustement du guidon
- Prise de chargeur facile d'accès montée sur le guidon
- Rétroviseur de série



Suspension Arrière



Suspension Avant

## COULEURS



Rouge



Bleu

SCOOTER 4-ROUES

**VICTORY XL 130**


Performance extérieure Exceptionnelle  
combinée au confort



CARACTÉRISTIQUES

- Roues de 33 cm (13") pour d'excellentes performances extérieures
- Système de lumières complet
- Guidon Delta enveloppant, (ajustement rapide de la colonne)
- Panier avant standard
- 4 points d'ancrage (pour le transport du scooter sans utilisateur)
- Retroviseur standard

COULEURS



SCOOTER 4-ROUES

**VICTORY XL 140**

Conçu pour une  
Performance Puissante  
et un Style Exceptionnel



CARACTÉRISTIQUES

- Suspension complète pour performance idéale
- Freins hydrauliques
- Roues de 33 cm (13") pour d'excellentes performances extérieures
- Système de lumières complet
- Guidon Delta enveloppant, (ajustement de la colonne rapide)
- 4 points d'ancrage (pour le transport du scooter sans utilisateur)
- Retroviseur standard

COULEURS



PARTEZ À  
L'AVENTURE



CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD facilitant la lecture de la Vitesse, de la distance parcourue et de la jauge de batterie
- Suspensions avant et arrière
- Rangement avant situé dans la colonne de direction
- Kit éclairage LED complet avec signaux directionnels et de freinage pour une visibilité accrue et une meilleure sécurité lors de la conduite
- frein à main avec système de freinage à récupération d'énergie
- Dossier inclinable manuellement avec réglage en angle et en largeur des accoudoirs
- Compartiment de rangement sous assise sécurisé avec clé de verrouillage
- Design élégant et robuste pour une stabilité accrue
- Pneus Tubeless pour une conduite souple
- 2 rétroviseurs

COULEUR



Argent



Ecran Digital



Kit Éclairage  
Arrière LED



Kit Éclairage  
Avant LED



Rangement Sous  
Assise

## Scooter and Travel Mobility



Clip pour canne



Porte-gobelet



Porte-canne simple (montage arrière - 3" (7.60cm))



Porte-canne/béquille (montage arrière - 3" (7.60cm))



Sacchoche



Porte-déambulateur



Ceinture de sécurité



Rétroviseur arrière



Porte-oxygène



\*Support de téléphone RAM® X-Grip®



Porte-béquille wishbone



\*\*Auvent de protection



Chargeur USB XLR



Panier arrière



Rangement sous assise



Housse de protection

## Fauteuil Roulant Électrique Standard



Sacchoche



\*Support de téléphone RAM® X-Grip®



Porte-gobelet



Relève-jambes



Porte-canne/béquille



Panier arrière



Porte-déambulateur



Porte-oxygène



Drapeau de sécurité



Cale - talon



Repose-pieds escamotables



Housse de protection



Chargeur USB XLR

\*Uniquement sur les modèles avec une colonne de direction Delta.  
\*\*Une seule taille d'assise (46 cm de large)

Tous les accessoires ne sont pas disponibles sur tous les modèles.  
Merci de contacter le service client Pride pour plus de détails et disponibilité.

Tous les accessoires ne sont pas disponibles sur tous les modèles.  
Merci de contacter le service client Pride pour plus de détails et disponibilité.

# SPÉCIFICATIONS



	Jazzy Air®	Sparky	GoChair®	i-Go™	i-Go+®
<b>TYPE DE PRODUIT</b>	Fauteuil Roulant	Fauteuil Roulant Pédiatrique	Fauteuil Roulant de Voyage	Fauteuil Roulant Pliable	Fauteuil Roulant Pliable
<b>LONGUEUR</b> <sup>2</sup>	93 cm (sans repose pieds)	95,9 cm (avec repose pieds)	66 cm (sans repose pieds) 83,8 cm (avec repose pieds)	90 cm	101,6 cm
<b>LARGEUR</b> <sup>2</sup>	59,5 cm de roue à roue 65 cm d'un l'appui-bras à l'autre	61 cm	57,4 cm	59 cm	59,7 cm
<b>ROUES MOTRICES</b>	10" anti-crevaisons (Mid-Wheel 6®)	12" pneumatiques	9" solides	8,5" pneumatiques	12" pneumatiques
<b>ROUES AVANT</b>	6" anti-crevaisons (avant et arrière)	8" pneumatiques	6" solides	6" solides	8" solides
<b>ROULETTES ANTI-BASCULE</b>	N/A	3"	3" solides	2" solides	1.85" solides
<b>AUTONOMIE</b> <sup>1,3</sup>	Jusqu'à 29,64 km avec 40 AH batteries	Jusqu'à 19,93 km	Jusqu'à 14,06 km	10 km par batterie	15 km
<b>POIDS TOTAL SANS BATTERIES</b>	82 kg	58,2 kg	30 kg	19,8 kg	24 kg
<b>CAPACITÉ POIDS MAXI</b>	136 kg	56,7 kg	136 kg	120 kg	113 kg
<b>VITESSE MAXIMALE</b> <sup>1</sup>	Jusqu'à 6,44 km/h (en position non-élevée) Jusqu'à 5,6 km/h (en position élevée)	Jusqu'à 9,66 km/h	Jusqu'à 5,95 km/h	Jusqu'à 4,5 km/h	Jusqu'à 5,8 km/h
<b>DÉGAGEMENT AU SOL</b> <sup>2</sup>	6,15 cm (au la palette centrale) 2,54 cm (au moteur)	9,5 cm	4,2 cm aux anti-bascules 4,8 cm au chassis	N/A	7,9 cm
<b>RAYON DE GIRATION</b> <sup>2</sup>	48,3 cm	74,3 cm	64,5 cm (avec la palette centrale)	90 cm (le minimum)	61,6 cm
<b>BATTERIES</b>	(2) 40 AH	(2) 40 AH	(2) 18 AH standard	24V, 6.6 AH (Lithium-ion)	25.2V 18.2 AH (Lithium-ion)
<b>CHARGEUR</b>	Externe, 3.5 A	Externe, 5 A	18 AH: Externe, 2 A	Externe, 2 A	Externe, 2 A
	<b>FAUTEUIL ROULANTS</b>		<b>GO-GO® DE VOYAGE</b>		

	Quest	Go-Go Elite Traveller®	Jazzy® Zero Turn	Victory® 10 DX	Victory® XL 130	Victory® XL 140 15 km/h	Raptor®
<b>TYPE DE PRODUIT</b>	Scoter Pliable 4-Roues	Scoter de Voyage 3 & 4-Roues	Scoter 4-Roues	Scoter 3 & 4-Roues	Scoter 4-Roues	Scoter 4-Roues	Scoter 3-Roues
<b>LONGUEUR</b> <sup>2</sup>	93 cm	3R: 94 cm 4R: 100,3 cm	116,2 cm	3R: 116,20 cm 4R: 119,38 cm	136 cm	142,80 cm	150 cm
<b>LARGEUR</b> <sup>2</sup>	48,5 cm	49,5 cm	50,8 cm	56,19 cm	63,65 cm	69,20 cm	62,9 cm
<b>FRONT WHEELS</b>	2" x 7" pneumatiques ou solides	3R: 2" x 8" solides 4R: 2" x 7" solides	2" x 7" cm solides	3R: 3,5" x 10" solides 4R: 4" x 10" solides	4" x 13" pneumatiques	4" x 13" pneumatiques	3" x 16" pneumatiques
<b>REAR WHEELS</b>	2" x 8" pneumatiques ou solides	2,5" x 8" solides	2,5" x 9" solides	4" x 10" solides	4" x 13" pneumatiques	4" x 13" pneumatiques	3" x 16" pneumatiques
<b>AUTONOMIE</b> <sup>1,3</sup>	Jusqu'à 20 km	3R: Jusqu'à 11,6 km 4R: Jusqu'à 9,7 km	Jusqu'à 16 km	Jusqu'à 27,53 km	Jusqu'à 39,5 km	Jusqu'à 46,57 km	Jusqu'à 30,6 km (Jusqu'à 181 kg et en vitesse maximum) Jusqu'à 50 km (Jusqu'à 100 kg et en vitesse réduite)
<b>POIDS TOTAL SANS BATTERIES</b>	23,5 kg	3R: 34,2 kg 3R: 36 kg	54 kg	4R: 69,39 kg 4R: 84,82 kg	65,28 kg	117,70 kg	94,3 kg
<b>CAPACITÉ POIDS MAXI</b>	115 kg	136 kg	136 kg	158,75 kg	158,75 kg	181 kg	181 kg
<b>VITESSE MAXIMALE</b> <sup>1</sup>	Jusqu'à 6 km/h	Jusqu'à 6,4 km/h	Jusqu'à 6,4 km/h	Jusqu'à 10 km/h	Jusqu'à 15 km/h	Jusqu'à 15 km/h	Jusqu'à 22,5 km/h
<b>DÉGAGEMENT AU SOL</b> <sup>2</sup>	6 cm (sous le pont)	5,7 cm (sous le pont)	3,3 cm (au moteur)	8,25 cm (sous le pont)	9,69 cm (sous le pont)	13,33 cm (sous le pont)	9 cm (sous le pont)
<b>RAYON DE GIRATION</b> <sup>2</sup>	82 cm	3R: 83,8 cm 4R: 112 cm	97,2 cm	3R: 106,68 cm 4R: 133,35 cm	170 cm	210,8 cm (droite) 208,3 cm (gauche)	152,4 cm
<b>BATTERIES</b>	(1) Lithium-ion, 11.5 AH	(2) 12 AH	(2) 22 AH	(2) 40 AH	(2) 55 AH	(2) 75 AH	(2) 75 AH
<b>CHARGEUR</b>	Externe, 2.5 A	Externe, 2 A	Externe, 3.5 A	Externe, 5 A	Externe, 8 A	Externe, 8 A	Externe, 8 A
	<b>GO-GO® DE VOYAGE</b>			<b>SCOOTERS</b>			

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Les plages théoriques sont calculées dans des conditions d'essai conformément aux normes européennes. L'autonomie réelle, en utilisation normale, dépendra de nombreux facteurs, notamment l'état du fauteuil et des batteries, le poids du conducteur, la pression des pneus, la température ambiante, l'inclinaison et le revêtement de la route ou du chemin.

## NOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -5%.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et des accessoires.
- 3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L'autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l'utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% à -5%.

P  
 L I B E R T E  
 A  
 I  
 S  
 I  
 A  
 D E C O U V E R T E  
 T  
 C O N F O R T  
 N  
 C O N D U I T E  
 M  
 M O B I L I T Y  
 E



## Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

[www.pridemobility.fr](http://www.pridemobility.fr) • [www.quantumrehab.fr](http://www.quantumrehab.fr)



Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Les plages théoriques sont calculées dans des conditions d'essai conformément aux normes européennes. L'autonomie réelle, en utilisation normale, dépendra de nombreux facteurs, notamment l'état du fauteuil et des batteries, le poids du conducteur, la pression des pneus, la température ambiante, l'inclinaison et le revêtement de la route ou du chemin.

**Pride**<sup>®</sup>  
 Mobility Products France  
 — LIVE YOUR BEST —