



Q6 ULTRA

Le Q6 Ultra est un fauteuil mixte à dominante extérieure. Il est équipé de l'assise TRU-Balance® 3 qui offre une ergonomie et un confort inégalés grâce à une bascule d'assise de 50° et 18 cm de translation ainsi qu'un dossier biomécanique avec 13 cm de compensation. Ses moteurs de 350 watts 4 pôles et ses batteries de 75 ampères lui permettent d'évoluer très aisément en milieu urbain comme en milieu plus accidenté. Le Q6 Ultra dispose en standard de l'électronique évolutive Q-Logic 2. Son manipulateur intègre le Bluetooth qui permet d'avoir accès à 2 systèmes d'exploitations iOS et Android.

Pride[®]
Mobility Products France

Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45


www.pridemobility.fr
www.quantumrehab.fr

Spécifications

ROUES CENTRALES	14" pneumatique
ROUES ARRIÈRE ET AVANT	6" bandage
SUSPENSION	ATX avec nouveau système stabilisateur
VITESSE¹	10 km/h
GARDE AU SOL	7,62 cm (au châssis de la base)
PASSAGE DE TROTTOIR	7,87 cm
RAYON DE GIRATION	50,2 cm
LARGEUR HORS TOUT²	66,68 cm
LONGUEUR²	90,4 cm ⁴
HAUTEUR SOL PLAQUE D'ASSISE	45 cm sans lift
HAUTEUR SOL PLAQUE D'ASSISE AVEC LIFT	47 cm
LARGEUR D'ASSISE	de 30 à 60 cm
LARGEUR DE DOSSIER AJUSTABLE INDÉPENDAMMENT	de 25 à 60 cm
HAUTEUR DE DOSSIER MODULABLE	de 46 à 68 cm
PROFONDEUR D'ASSISE MODULABLE	de 30 à 60 cm
MOTORISATIONS	350 watts 4 pôles
ELECTRONIQUE	Q-Logic 2
BATTERIES	MK 75 amp
CHARGEUR	8 Amp
AUTONOMIE^{1,3}	jusqu'à 27,26 km
POIDS MAX UTILISATEUR	136 kg

Couleurs

Disponibles en standard pour le châssis et le boîtier de commande Q-Logic 2



FOOTNOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -5%.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et des accessoires.
- 3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L'autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l'utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% à -5%.
- 4) Sans repose pieds.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Options

- Equipement route
- Commande tierce-personne
- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 180°
- Relève-jambe électrique central à compensation et réglable en hauteur
- Contrôle d'environnement
- Contrôle de trajectoire Accu Trac



Manipulateur évolutif Q-Logic 2



Contrôle d'environnement Infrarouge



Pride[®]
Mobility Products France

Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr



QUANTUM[®]