

QUANTUM[®] QTREK

Quantum Rehab présente le Qtrek, son premier fauteuil avec roues motrices avant qui combine 2 avancées technologiques, SRS et CASE.

Il est doté d'une nouvelle génération de suspensions qui assurent des performances sans égales, une conduite souple et réactive et une transmission des aspérités absorbées en douceur pour des franchissements d'obstacles et une qualité de conduite sans précédents.

Quantum Rehab s'est inspiré de l'automobile pour développer le nouveau système de suspensions (SRS). Il a été conçu pour répondre aux exigences des utilisateurs qui domptent l'asphalte au quotidien.

La technologie CASE et SRS du Qtrek lui confèrent la stabilité lors des franchissements et des performances de conduite sans égale.



QUANTUM[®]

Appliqué à révolutionner la vie en fauteuil roulant électrique.

(TEL) 04 81 65 94 70 | (FAX) 04 28 29 60 45 | www.pridemobility.fr | www.quantumrehab.fr

Spécifications

ROUES MOTRICES	35,56 cm (14") bandage
ROUES ARRIERES	22,86 cm (9") bandage
VITESSE MAXIMUM¹	Jusqu'à 9,6 km/h Jusqu'à 5,1 km/h avec 25,4 cm lift
GARDE AU SOL	6,7 cm (Pivot Moteur)
RAYON DE GIRATION ²	62,25 cm
LONGUEUR HORS TOUT ²	101,4 cm
LARGEUR HORS TOUT	61,6 cm
TAILLES D'ASSISE	
Synergy®/TRU-Balance® 3 Assise Fixe	Largeur: 30,5-56 cm Profondeur: 30,5-56 cm
TRU-Balance® 3 Bascule d'assise Électrique	Largeur: 30,5-56 cm Profondeur: 30,5-56 cm
TRU-Balance® 3 Lift et Bascule d'assise Électrique	Largeur: 30,5-56 cm Profondeur: 30,5-56 cm
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE ⁹	
Synergy®/TRU-Balance® 3 Assise Fixe ⁵	38,7-43,8 cm
TRU-Balance® 3 Bascule d'assise Électrique ⁵	44,5-49,5 cm
TRU-Balance® 3 Lift et Bascule d'assise Électrique ⁵	45-50 cm
INCLINAISON MANUELLE	Oui
BATTERIES ³	75 Amp (Group 34)
POIDS DE LA BATTERIE ⁶	23,4 kg chacun
ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE ⁷	120A Q-Logic 3 EX
CHARGEUR	Externe, 8 Amp
MOTEURS	2 poles, traction avant
POIDS MAX UTILISATEUR ⁴	136 kg
POIDS DE BASE	63,5 kg

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus.
- 2) Sans palettes.
- 3) La capacité des batteries peut varier selon l'utilisation et/ou l'ajout de fonctions électriques.
- 4) La capacité maximum du poids de l'utilisateur est définie en fonction de l'assise choisie.
- 5) Les mesures ont été prises avec une assise en 46x46 cm avec +/- 3mm, une assise fixe, des roues à bandages et un poids-utilisateur de 136 kg (il faut rajouter 100mm avec des roues pneumatiques). Contacter votre service client pour avoir des détails. Les mesures indiquées sont prises dans la position la plus basse, et n'incluent pas le système d'élévation électrique de l'assise.
- 6) Le poids des batteries peuvent varier de +/- 1,4 kg d'après les données fournisseur.
- 7) Tous les fauteuils Quantum Rehab® peuvent être commandés avec des commandes spéciales.
- 8) Consulter pour vérifier la disponibilité.
- 9) Les mesures présent du sol à la plaque d'assise sont prises avec le fauteuil vide. Du fait du système de suspensions avant du Qtrek, les mesures du sol à la plaque d'assise peuvent diminuer de +/- 6 mm quand le fauteuil est chargé.

Caractéristiques Standards

- CASE technologie (capteur d'angle des roues)
- Qualité de conduite et performance non égalées
- Stabilité de conduite et absorption des aspérités lors du franchissement d'obstacle
- Qualité supérieure de type automobile SRS (souplesse de suspension)
- Q-Logic 3 EX Advanced Drive Contrôle
- Éclairage LED
- Technologie de conduite silencieuse




Inserts de roues motrices colorés

Options

- Elévateur électrique d'assise de 25,40 cm en conduite à 5,1 km/h
- Assise Tru Balance® 3
- Kit éclairage LED
- Coussins Tru Confort 2
- Support respirateur trilogy ⁸
- Support respirateur compact ⁸

Couleurs



Pride®
Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel, 69800 Saint-Priest

(TEL) 04 81 65 94 70

(FAX) 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr

www.quantumrehab.fr

QUANTUM®

