

Ranger

PUISSANCE ET PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES!

RANGER


Le Scooter **Ranger** PMV de Pride vous garantit une puissance maximum, des performances supérieures, une fiabilité inégalée et un style parfait. Le Ranger est, sans contredit, le summum des scooters tout-terrain.



Ranger

Capacité de poids:	181 kg
Vitesse maximale:	Jusqu'à 16 km/h
Autonomie:	Jusqu'à 40 km
Garde au sol:	18 cm
Rayon de giration:	195.5 cm
Longueur:	161 cm
Largeur:	78.5 cm
Roues (avant):	Pneus 15 cm x 33 cm
Roues (arrière):	Pneus 15 cm x 33 cm
Anti-bascules:	N/A
Siège standard:	Dossier haut, rembourré, sur glissières avec appui-tête
Siège élévateur:	Option: Oui
Suspension:	Arrières
Chargeur:	Intégré
Battery Requisites:	Deux 12V à décharge profonde (SLA ou gel)
Ampérage:	100 AH (Group 24)
Poids Batteries:	29 kg chacune
Poids Total:	98 kg (sans batterie)
Poids de la pièce la plus lourde:	Non démontable

Couleurs:



Caractéristiques

- Contrôleur Curtis 200A basé sur micro-processeur procurant puissance et couple
- Deux moteurs à engrenage direct
- Vitesse variable jusqu'à 16 km/h
- Robustes roues de 15 cm x 33 cm tout-terrain, en alliage "Micro-Mag" de Pride pour des randonnées extérieures dès plus stables
- Siège ajustable sur glissières
- Style remarquable

Options

- Porte gobelet
- Panier arrière
- Fanion de sécurité
- Bache

Montré en couleur
Rouge Pomme



Les informations contenues dans ce pamphlet sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

69 Rue Ampère
75017 Paris - France

Tel: 001 570 655 5574
Fax: 001 570 883 4105
www.pridemobility.com



Pride[®]
Mobility Products France