



SPARKY

Le Sparky est un fauteuil électrique enfant, compact et extrêmement maniable, il est le partenaire idéal de l'enfant afin qu'il puisse appréhender son espace quotidien telle que l'école ou la maison. Doté d'un design unique et ludique, le Sparky est équipé en standard d'une bascule d'assise électrique et d'un dossier inclinable par vérin à gaz, nécessaire au confort de l'enfant. Sparky est équipé de moteurs puissants qui lui confèrent une vraie souplesse de conduite, l'électronique QLogic (en option) lui assure la bonne prise en charge de toute évolution.

Pride[®]
Mobility Products France

Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr
www.quantumrehab.fr

Spécifications

POIDS MAXIMUM UTILISATEUR : 56,7 kg

VITESSE MAXIMUM¹ : 9,66 km/h

GARDE AU SOL² : 9,5 cm

LONGUEUR HORS TOUT² : 95,9 cm (Avec repose-pieds)

LARGEUR HORS TOUT² : 61 cm

LARGEUR D'ASSISE : 25 à 36 cm réglable

LONGUEUR D'ASSISE : 25 à 36 cm modulable

ROUES AVANTS : 8" pneumatique

ROUES ARRIÈRES : 12" pneumatique

ELECTRONIQUE : VR2 PG en standard, QLogic en option

CONTRÔLE D'ENVIRONNEMENT

ET DE FONCTIONS SPÉCIALES : Q-Logic 2 en option

BATTERIES : 40 Amps

MOTEURS : 350 W

AUTONOMIE^{1,3} : Jusqu'à 19,93 km



Manipulateur évolutif Q-Logic 2



Contrôle d'environnement Infrarouge



Electronique VR2

Coloris du châssis :



Blanc

(livré avec un jeu d'autocollants ludiques)

Sparky, en bascule d'assise, équipé de repose-pieds.



FOOTNOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -5%.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base motrice uniquement. Les tailles varieraient en fonction des assises et des accessoires
- 3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L'autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l'utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% à -5%

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Pride[®]
Mobility Products France

Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr



QUANTUM[®]