

Nous vous présentons la nouveauté

TB-FLEX[®]

TB-FLEX

Nouvelle assise équipant les fauteuils de la gamme standard QUANTUM[®]. Assise évolutive permettant les réglages en largeur et profondeur, avec différents dossiers de série ou en option, des rails latéraux pour tous types d'accessoires.



TB-FLEX en coloris Blanc Satin



TB-FLEX en dossier toilé



QUANTUM[®]

Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45
www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr



SPÉCIFICATIONS

Capacité de poids:	136 kg
Dimensions d'assise:	Largeur: 38-56 cm (15-22") Profondeur: 38-51 cm (15-20")
Bascule électrique:	0° - 30°
Dossier rabattable:	Angle ajustable de 85 à 115 degrés (tous les 5 degrés)
Options de dossier:	Dossier toilé ou pro Synergy®
Electroniques compatibles:	Q-Logic 2, VR2
Hauteur sol siège:	Q4: 42 cm (16,5") Partner: (3 ajustements) 42 cm (16,5"), 44 cm (17,3"), 46 cm (18,1") Aspen: 43 cm
Accoudoirs:	Amovibles ou verouillés (court ou long)
Hauteur d'accoudoirs:	23-35,5 cm (9"-14") Ajustable tout les 2 cm

TB-flex



TB-FLEX avec options électriques montré ci-dessus lifté et en bascule d'assise. Avec l'électronique Q-Logic 2 montée sur une base de Q4 en blanc satin

CARACTÉRISTIQUES

- Design ajustable et adaptable aux besoins du patient
- Electronique montée sous l'assise
- Rails lateraux montés sur l'assise facilitant le montage d'accessoires
- Ajustement de la largeur et profondeur d'assise sans retirer la plaque d'assise
- Largeur d'assise visible sur la plaque d'assise
- De nombreux accessoires disponibles

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.



FR_TBflex_SS_1-26-17_FR

Pride Mobility Products France
26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45
www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr



Pride[®]
Mobility Products France