

# TRU-BALANCE® 3

Systeme d'Assise Multi-Positions



## Une assise modulaire et évolutive

- Assise réglable en largeur et profondeur de 30 à 60 cm
- Dossier réglable en largeur de 25 à 60 cm, dans 5 hauteurs
- Assise et dossier indépendant
- Hauteur d'assise de 44,5 cm



### Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

[www.pridemobility.fr](http://www.pridemobility.fr) • [www.quantumrehab.fr](http://www.quantumrehab.fr)

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France

CE  
  
QUANTUM



## Positionnement

- Aides techniques à la posture compatibles
- Accoudoirs multi réglables et relevables
- Dossier biomécanique
- Reposes-jambes à compensation

## Pratique

- Dégagement total pour les transferts
- Réglage en profondeur en continu
- Réglage simple et rapide
- Accès directement aux fonctions d'assises  
Via le boîtier de commande ou le boîtier 4 boutons

## Autonomie

- Accès rapide aux fonctions d'assises électriques
- Système d'élevateur d'assise I-Level de 25 cm
- Aides au transfert

## Solutions Préventives

- Bascule d'assise de 50°
- Dossier et repose-jambes inclinables à 175°



## Confort

- Coussin d'assise TRU CONFORT 2
- Soins facilités grâce à la position allongée

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France

**Pride Mobility Products France**

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr



**QUANTUM**