

Legend XL

UNABHÄNGIGKEIT ZU EINEM PREIS
DEN SIE SICH LEISTEN KÖNNEN!

HMV-Nr. 18.51.05.1007

LEGEND® XL


Der **Legend® XL** ist ein echter Bahnbrecher unter den Außenscootern. Beispiellose Leistung, eine Kombination von ganz neuen luxuriösen und komfortablen Eigenschaften, sowie ein aggressives Design, dass sowohl robust als auch raffiniert ist, machen den Legend XL zu dem ultimativen Außenscooter.



Legend® XL

Höchstbelastung:	181 kg
Höchstgeschwindigkeit:	Bis zu 6 km/h
Bodenfreiheit:	10 cm
Wendekreis:	165 cm
Länge:	132 cm
Breite:	61 cm
Räder:	
Vorne:	10 cm x 33 cm Luftreifen
Hinten:	10 cm x 33 cm Luftreifen
Antikipp:	Hinten
Standard Sitz:	Luxussitz mit Kopflehne und manuelle Rückenverstellung
Dämpfung:	Vorne und hinten
Ladegerät:	Extern, JM Clark 4 amp
Reichweite:	Bis zu 48 km
Batterien:	(2) 12V deep-cycle
Batteriegröße	55 AH
Batteriegewicht:	15 kg pro Stück
Totalgewicht ohne Batterien:	94 kg
Schwerste Teil wenn zerlegt:	37 kg (Hinterteil)
Garantie:	2 Jahre begrenzt

Farben:



AUSSTATTUNG

- 4 Rad Design und Voll-Federung für unglaubliche Fahreigenschaften im Außenbereich
- Dauerhafte hochschlagzähe Stoßstangen und Radverkleidungen sorgen für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Verkratzen, Splintern und Verbeulen
- Beleuchtungseinrichtungen an den Radverkleidungen
- Luxussitz mit vielen Verstellfunktionen
- Verstellbare Lenksäule für maximalen Komfort
- Starker Motor für außergewöhnliche Leistung
- Leicht erreichbarer Anschluss zum Aufladen der Batterien
- Rückspiegel (in der Standardausstattung enthalten)
- Beckengurt (in der Standardausstattung enthalten)

ZUBEHÖR

- Einzel Stockhalterung
- Doppel Stockhalterung
- Hinterer Korb
- Walkerhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter

Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern.

Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands der Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße.

Pride[®]
 Mobility Products BV
 — LIVE YOUR BEST —

Castricum Werf 26
 1901 RW Castricum
 Netherlands

Tel: +31 251 377 577
 Fax: +31 251 377 580
 www.pridemobility.com



PRIDE[®]
 PERFORMANCE MOBILITY
 — LIVE YOUR BEST —