

# Celebrity® DX

Höchstbelastung:	159 kg
Höchstgeschwindigkeit:	Bis zu 6 km/h
Bodenfreiheit:	9 cm
Wendekreis:	150 cm
Länge:	119 cm
Breite:	61 cm
Räder:	
Vorne:	9 cm x 25 cm
Hinten:	10 cm x 25 cm
Antikipp:	Hinten
Dämpfung:	Vorne und hinten
Gesamtgewicht ohne Batterien:	68,5 kg
Schwerstes Teil nach Demontage:	30 kg
Standard Sitz:	Deluxe Sitz mit Kopfstütze und manueller Rückenlehnenverstellung
Ladegerät:	Extern, 5A
Reichweite pro Ladung:	Bis zu 45 km
Batterien:	(2) 40 AH Standard
Batteriegewicht:	(2) je 14,5 kg
Garantie:	2 Jahre begrenzt

Farben:



## AUSSTATTUNG

- 4 Rad Design und Voll-Federung für ungleiche Fahreigenschaften im Außenbereich
- Dauerhafte hochschlagzähe Stoßstangen und Radverkleidungen sorgen für eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Verkratzen, Splintern und Verbeulen
- Beleuchtungseinrichtungen an den Radverkleidungen
- Luxusitz mit vielen Verstellfunktionen
- Verstellbare Lenksäule für maximalen Komfort
- Starker Motor für außergewöhnliche Leistung
- Leicht erreichbarer Anschluss zum Aufladen der Batterien
- Rückspiegel (in der Standardausstattung enthalten)
- Beckengurt (in der Standardausstattung enthalten)
- Luftpumpe (in der Standardausstattung enthalten)

## ZUBEHÖR

- Extra Spiegel
- Gehstützenhalter
- Hinterer Korb
- Sauerstoffflaschenhalter



**Delta Lenkrad mit ummantelten Handgriffen**

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. vom Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur sowie Neigung und Beschaffenheit der Straße oder des Weges.

# CELEBRITY® DX

ANSPRUCHSVOLL IN KOMFORT,  
FAHRLEISTUNG UND GESTALTUNG

HMV-Nr. 18.51.05.1011

## CELEBRITY® DX

Der **Celebrity DX** liefert ausgezeichnete Fahrleistung und einfachste Bedienung mit einer geschmeidigen, sportlichen Gestaltung für ein Gesamtprodukt, das durch elegante Einfachheit beeindruckt. Ausgerüstet mit den Standardausstattungen wie der Deluxe Sitz mit Kopfstütze, die manuelle Rückenlehnenverstellung und die Scheinwerfer für die Fahrwegbeleuchtung, ist der Celebrity DX ausgestattet, um zu begeistern.

