


Celebrity® XL

Höchstbelastung:	181 kg
Höchstgeschwindigkeit:	Bis zu 15 km/h
Bodenfreiheit:	11 cm
Wendekreis:	157 cm
Länge:	130 cm
Breite:	64 cm
Räder:	
Vorne:	33 cm
Hinten:	33 cm
Antikipp:	Hinten
Standard Sitz:	Deluxe Sitz mit Kopfstütze und Rückenlehnenverstellung
Dämpfung:	Vorne und hinten
Ladegerät:	Extern, 5A
Reichweite pro Ladung:	Bis zu 40 km
Batterien:	(2) 12V deep-cycle
Batteriegröße:	(2) 40 AH Standard (2) 50 AH Optional
Batteriegewicht:	(2) je 14 kg
Gesamtgewicht ohne Batterien:	76,5 kg
Schwerstes Teil nach Demontage:	35,38 kg (Vorderteil)
Garantie:	2 Jahre begrenzt

Farben:



Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern.

Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands der Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße.

AUSSTATTUNG

- Stufenlos einstellbare Steuerkonsole
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 15 km/h
- Höchstbelastung von 181 kg
- Super-einfacher selbstschließender Verschlussmechanismus für schnelle Montage/Demontage
- Mit einer Hand bedienbarer Einstellhebel und selbstschließender Mechanismus für angenehme Lenkerwinkelverstellung
- Voll ausrichtbare Beleuchtung inklusive vorderer und hinterer Blinkleuchten/Richtungsanzeiger
- Beinhaltet standardmäßig im Winkel verstellbare Doppel-Scheinwerfer für optimale Fahrwegausleuchtung
- Für optimale Stabilität ist das Sitzgestell auf dem vorderen Rahmen montiert
- Akzeptiert 40 AH und 50 AH Batterien für optimale Leistungen
- Überarbeitet vorderer Ablagekorb in Leichtbauweise als Standard
- Einfach zugänglicher Abschlepphaken (für den Transport des unbesetzten Elektrorollstuhls)
- Reflektoren mit hoher Sichtbarkeit
- Mikroprozessoren basierte Steuerung für optimales Leistungsmanagement
- Rückspiegel als Standard



Einfach demontiert in 7 Komponenten

Castricum Werf 26
1901 RW Castricum
Netherlands

Tel: +31 251 377 577
Fax: +31 251 377 580
www.pridemobility.com



Pride®
Mobility Products BV

CELEBRITY XL

ANSPRUCHSVOLL IN LUXUS,
FAHRLEISTUNG UND GESTALTUNG

CELEBRITY® XL

Der neue **Celebrity® XL** kombiniert ein aggressives Outdoor Design mit luxuriöser Ausstattung. Dieser ausstattungsreiche Elektrorollstuhl mit der neuen, unabhängigen Steuerkonsolenverstellung, dem Deluxe Fahrersitz mit Kopfstütze und Rückenlehnenverstellung, dem voll ausrichtbaren Beleuchtungssystem und der mit einer Hand zu bedienende Einstellhebel für eine angenehme Lenkerwinkelverstellung hebt die Celebrity Produktlinie auf einen höheren Level der Vollendung. Diese Ausstattungsmerkmale machen ihn zu dem besten Outdoor Elektrorollstuhl in seiner Klasse.

