

REHAB POWER CHAIR SOLUTIONS



FUSION
in Silber
mit Schlingensitz

Fusion

Die Fusion Heckantrieb Elektrorollstuhl liefert eine aggressive, Gelände-Greifen torque und ist optional mit einem Höchstgeschwindigkeit von bis zu 10 km / st. Die innovative, kompakte Design der Fusion ist es sehr wendig in engen Räumen ohne Abstriche bei traditionellen Heckantrieb Leistung.

QUANTUM®

Spezifikationen

ANTRIEBSRÄDER	35,5 cm (pneumatisch)
SCHWENKROLLEN	23 cm pneumatisch (vordere)
ANTI-KIPP RÄDER	6,35 cm solide (hinten)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT ⁴	Bis zu 6 km/h ¹ 10 km/h ²
BODENFREIHEIT	11,4 cm (an der Basis des Rahmens)
WENDEKREIS ^{5,6}	53,3 cm
GESAMTLÄNGE ^{5,6}	89 cm
GESAMTBREITE	63,5 cm
AUFHÄNGUNG	Hinten
SITZ	Schlinge
SITZABMESSUNGEN	50 cm x 50 cm
BATTERIEN	2 x 12 V, tiefentladbar
BATTERIEGRÖSSE	50 AH (NF-22)
BATTERIEGEWICHT ³	17 kg pro stück
ELEKTRONIK	70 amp, PG VR2 Controller
SPECIALBEDIENUNGEN	Ja
LADEGERÄT	Extern, 5 amp
REICHWEITE	Bis zu 25 km
ANTRIEBSART	2-motor, Hinterradantrieb
BREMSSYSTEM	Elektronische, regenerierende Scheibebremsen
MAX. ZULADUNG	136 kg
MAX. ZULADUNG	73,9 kg (ohne batterien)
SITZGEWICHT	17,23 kg
GARANTIE	2-Jahre Limitierte

- 1) Standard
- 2) Optional
- 3) Batteriegewicht vom Hersteller abhängig.
- 4) Hängt vom Benutzergewicht, dem Untergrund, dem Ladezustand der Batterie, der Leistung der Batterie (Ah), dem Batteriealter und dem Reifenzustand ab.
- 5) Ohne Fuß riggings
- 6) Aufgrund der Herstellertoleranzen und der ständigen Produktverbesserungen, können diese Angaben um ± 3 % abweichen.

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. vom Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, Umgebungstemperatur sowie Neigung und Beschaffenheit der Straße oder des Fußweges.

Leistungen

- Enge 63,5 cm Breite und 89 cm Länge kompakt^{5,6}
- Hervorragende manövrierbarkeit im engen Raum
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 6 km/st
- Hohe Leistung, hohe effizienz motor paket
- Einzigartig gestaltete Sitzsystem mit der Basis integriert
- Emark Lichtpaket Standard
- Klapp Joystick

Zubehör

- Tilt-Power
- Power Zurücklehnen
- Manuelle Steigende Beinstützen
- Power Steigende Beinstützen
- Kopfstütze
- Comfort Sitzplätze
- Max. geschwindigkeit bis zu 10 km

Farben



Silber



Pride Mobility Products Europe BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039 • quantumrehab.eu



Pride[®]
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —