

HMV-Nr. 18.50.04.0046

Jazzy[®]

1170 XL

Der Jazzy XL Modell 1170 ist ein eleganter Hochleistungs-Elektrollstuhl, der die hervorragenden Manövriereigenschaften des Jazzy besitzt. Durch verstärkte Motoren und einem verlängerten Chassis hat er 30% mehr Drehmoment, eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h und eine Belastbarkeit von 180 Kg. Der Jazzy XL 1170 ist serienmäßig mit einer Drehgelenk-Hinterachse ausgerüstet die Ihnen großartige Fahreigenschaften als Straßenelektrollstuhl verleiht und Ihnen die beste Geländeeigenschaften garantiert. Der Jazzy XL ist ein Muß für den aktiven Rollstuhlfahrer im Straßenverkehr, der auch innerhalb des Hauses mobil bleiben will.



Pride[®]
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —

SPEZIFIKATIONEN

Max. Zuladung	180 kg
Höchstgeschwindigkeit	Bis zu 6 km/h ¹
Bodenfreiheit	10,8 cm
Wendekreis	68 cm
Gesamtlänge	117 cm
Gesamtbreite	76,2 cm
Antriebsräder	40,6 cm Luftbereifung
Anti-Kipp-Räder	20,3 cm Vollgummi
Schwenkrollen	22,9 cm Luftbereifung
Aufhängung	Active-Trac®
Antriebsart	Zwei-Motoren, Mittelantrieb
Bremssystem	Elektronische, regenerierende Scheibebremsen
Elektronik	70 amp PG VSI (standard)
Sitz	Eurositz
Spezialbedienungen	Ja
Ladegerät	Extern, 7 amp
Reichweite	Bis zu 40 km ¹
Batterien	Zwei 12 volt deep cycle
Batteriegröße	70 AH (group 24)
Batteriegewicht	24 kg pro stück
Basisgewicht	41 kg
Sitzgewicht	17 kg
Sitzabmessungen	51 cm x 51 cm
Garantie	2-Jahre limitierte

Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern.

Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands der Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße.

1) Reichweite und Geschwindigkeit kann sich ändern mit maximale Zuladung, Gelände Typ, Batteriekondition und Reifendruck

LEISTUNGEN

- In allen Standard Jazzy Farben lieferbar
- Mittelantrieb mit zwei kräftigen
- Patentiertes Fahrgestell mit herausragender Wendigkeit
- Tiefliegender Schwerpunkt mit ruckfreiem und richtungsstabilem Geradeauslauf
- 40,6 cm Antriebsräder mit Stollenbereifung und eine optimale Gewichtsverteilung garantieren beste Traktion
- Reichweite bis zu 40 km pro Ladung
- 68 cm Wendekreis
- Einstellbare Sitzhöhe und Neigung
- Patentiertes Mittelradantriebsdesign für außergewöhnliches manövrieren
- Höchstgeschwindigkeit einstellbar bis zu 6 Km/h
- Erhöhte Höchstbelastung bis zu 180 Kg

ZUBEHÖR

- Sicherheitsgurt
- Getränkehalterung
- Abdeckhaube
- Einkaufskorb hinten
- Sauerstoffflaschenhalter
- Stockhalter
- Abschwengbare Beinstützen
- Winkelverstellbare Beinstützen
- Fersenhalter
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Verschiedene Sitzsysteme

FARBEN



Rot



Blau



PRIDE
PERFORMANCE MOBILITY
— LIVE YOUR BEST® —

Castricum Werf 26, 1901 RW Castricum, Netherlands
(Tel) +31 251 377 577 • (Fax) +31 251 377 580 • www.pridemobility.com