

HMV-Nr. 18.50.04.0152

HMV-Nr. 18.99.06.1077



# *Lightning*

Die neue Lightning Hinterradantrieb powerchair kennzeichnet einen hohen Stürmerdrehpunkt langen Pfadarm, einen hochentwickelten Entwurf, die dramatisch verbesserten Hindernis versorgen, kletternd Leistung und eine glattere Fahrt. Der Lightning hat auch hervorragenden dichten Platz manouverability, ein schiebendes Batterietablett für leichten Zugang und nimmt Rehabilitationssitzgelegenheiten und Elektronik an. Mit seinem stilvollen, glatten Entwurf und einer normalen Geschwindigkeit bis zu 10 km/st, ist der Lightning ein überlegener powerchair für sogar die tätigsten Kunden.

quantumrehab.eu

GER-LIGHTNING-22916-GER

De Zwaan 3  
1601 MS Enkhuizen  
Netherlands

  
**QUANTUM**<sup>®</sup>

Tel: +31 (0)85-0408630  
Fax: +31 (0)85-0430039  
pridemobility.eu

The Rehab Power Chair  
Solutions Company

## Technische Daten

<b>ANTRIEBSRÄDER</b>	35,5 cm (pneumatisch und solide)
<b>ROLLEN</b>	<b>Vordere:</b> 25 cm
<b>ANTI-TIPS</b>	6,4 cm solide (hinten)
<b>AUFHÄNGUNG</b>	Active-Trac® ATX Aussetzung (Lange Strecke Arm)
<b>MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT</b> <sup>1</sup>	Bis zu 10,6 km/h
<b>BREMSEN</b>	Intelligentes Bremssystem (elektronisch, regenerative Scheibenbremsen)
<b>BODENFREIHEIT</b>	8,25 cm (auf mittlerer Rahmen)
<b>WENDERADIUS</b> <sup>2</sup>	65,4 cm
<b>GESAMTGRÖSSE</b> <sup>2</sup>	Länge: 110 cm <sup>5</sup> / 88,3 cm <sup>6</sup> Breite: 64,1 cm
<b>SITZ</b>	TB-Flex Sitz Einstellbare Breite: 38 cm - 56 cm Einstellbare Tiefe: 38 cm - 51 cm
<b>ANTRIEB</b>	Zwei-Motor, Hinterrad Laufwerk
<b>BATTERIEN</b>	Zwei 12 Volt, tiefer Zyklus 70 AH (Gruppe 24)
<b>BEREICH PRO LADUNG</b> <sup>1,3</sup>	Bis zu 27,24 km
<b>AKKU-LADEGERÄT</b>	8 A, extern
<b>VERFÜGBAR ELEKTRONIK</b>	90A PG VR2
<b>TRAGFÄHIGKEIT</b>	136 kg maximale (Benutzergewicht)
<b>BASE GEWICHT</b>	58,51 kg
<b>BATTERIEGEWICHT</b> <sup>4</sup>	23,13 kg (je Batterie)
<b>GARANTIE</b>	2 Jahre eingeschränkt

### FußNOTEN:

- 1) Reichweite und Verbindungsgeschwindigkeit variieren mit Benutzergewicht, Gelände-Typ, Batterie, Batterie Zustand und Reifen Druck. Diese Spezifikation kann unterliegen einer Varianz von + 10 %, 5 %.
- 2) Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierliche Produktentwicklung Verbesserung, kann dieser Spezifikation Varianz unterliegen von + oder - 3 %. Abmessungen aufgeführt sind nur für Machtbasis. Insgesamt Messungen variiert basierend auf Sitzgelegenheiten und Zubehör-Auswahl.
- 3) Theoretische Reichweite wird unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Tatsächliche Wertebereich bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich den Zustand des Fahrzeugs und korrigieren Sie ihre Batterien, das Gewicht des Fahrers, Reifendruck, Umgebungs-Temperatur, und der Farbverlauf und Oberfläche der Straße oder Pflaster. Diese Spezifikation kann unterliegen einer Varianz von + 10 %, 5 %.
- 4) Batteriegewicht kann je nach Hersteller variieren.
- 5) Mit Fuß Rigging.
- 6) Ohne Fuß Rigging.

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. vom Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, Umgebungstemperatur sowie Neigung und Beschaffenheit der Straße oder des Fußweges.

## Produkteigenschaften

- Schmale 64,1 cm Breite und kompakt 88,3 cm Länge<sup>6</sup>
- Herausragende engem Raum Manövrierfähigkeit
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 10,6 km/h
- Hohe Leistung, hohe Effizienz motor Paket
- Akzeptiert Rehab Sitzmöbel
- Volle Beleuchtung Paket (einschließlich Emark)
- Handsteuerung zur Verstellung in mehreren Achsen
- Empfängt volle Palette der Pride® Sitzgelegenheiten und Zubehör
- Sliding Akku-Fach für einfachen Zugang


## Optionen

- Tilt-Power
- Power Zurücklehnen
- Manuelle Steigende Beinstützen
- Power Steigende Beinstützen
- TRU-Balance® 3 Power Positionierung
- Kopfstütze
- Comfort Sitzplätze
- Q-Logic 2 Fahrsteuerung
- PG R-Net Fahrsteuerung
- TRU-Comfort 2 Sitzplätze

**Lightning** gezeigt mit TB Flex (Komfort) Sitz und VR2 Controller Kippstellung



## Shroud Farben



Rot

Blau

Grün

Orange



Pride Mobility Products Europe BV  
De Zwaan 3  
1601 MS Enkhuizen  
Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039 • quantumrehab.eu



**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products BV  
— LIVE YOUR BEST! —