



Revo

3 & 4 Rad- ELEKTROMOBIL



Das Revo® Elektromobil liefert einen vollständigen Scooter Stil, Leistung und Eigenschaften in ein kompaktes, leichtgewicht Design was sehr einfach zerlegbar ist für den Transport.

*Der Revo 3
abgebildet in rot*



*Hervorragende
Leistung &
eleganter Stil
zu einem
günstigen Preis*

*Der Revo 4
abgebildet in rot*



Tel: +31 20 448 78 70
Fax: +31 20 448 78 80
www.pridemobility.com



Pride
Mobility Products B.V.

Spezifikationen

Höchstbelastung	136 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Bodenfreiheit	5.5 cm
Wendekreis	3 Rad: 96.5 cm 4 Rad: 127 cm
Länge	3 Rad: 109 cm 4 Rad: 113.5 cm
Breite	55 cm

Räder

Vorne	5 cm x 20 cm	Vollgummi
Hinten	7.5 cm x 23 cm	Vollgummi
Antikipp	hinten	
Standard Sitz	Kompakt foldable hat	Kunststoff geformt

Elektronische

Sitzhöhenverstellung	Option: nicht erhältlich
Federung	nicht erhältlich
Ladegerät	extern, 5 amp
Reichweite	32 km
Batterien	(2) 12V deep-cycle
Batteriegröße	32 AH (U-1)

Gewicht

Batterien	11 kg pro Stück
Totalgewicht ohne	3 Rad: 48.5 kg
Batterien	4 Rad: 57 kg
Schwerste Teil wenn	3 Rad: 21 kg (Hinterteil)
zerlegt	4 Rad: 23 kg (Vorderteil)

Farben



Rot



Blau

*Der Revo 4
abgebildet in rot*

Die enthaltene Information ist korrekt zur Zeit der Herausgabe; auf Grund der Verpflichtung des Herstellers auf andauernde Besserung und Entwicklung, behalten wir das Recht um Spezifikationen zu ändern ohne vorherige Ankündigung. Höchstgeschwindigkeit und Reichweite sind abhängig von Gewicht des Benützers, Geländetyp, Batteriekondition und Reifendruck.

Ausstattung

- Innovative "drop-in" Batteriepack für einfache Entfernung/Installierung
- Einfach zerlegbar in 5 leichtgewicht Teile
- 136 kg Höchstbelastung
- Leichtbedienbarer externer Freilaufhebel
- Moderner microprozessor-basierten Controller
- Sitz kann in höhen verstellbar werden
- Verstellbare Lenksäule für maximaler Komfort
- Interne Accessoirehalterung
- Einfach erreichbarer Ladegerätanschluß und Stromkreisunterbrecher

Zubehör

- Einzel Stockhalter
- Doppel Stockhalterung
- Hinterer Korb
- Walkerhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter

