

Supreme Leistung, Aufregend Stil, *und Ausgezeichneter Wert.*



VICTORY 10
DX

3 & 4-Rad



Vorne Federung



Hinten Federung

Das schlanke, sportliche **Victory® 10 DX** liefert glatte Leistung und erweiterten Standard Funktionen. Mit einer vollen Ergänzung der fortgeschrittenen Merkmalen wie einer robusten Fahrwerk, eine hohe Sichtbarkeit, automatische vordere und hintere Beleuchtung, einfache Demontage, einem LED Bordstein/Licht und ein Rundum-delta Lenker. Die Victory 10 DX ist ein größerer Wert als je zuvor.

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

pridemobility.eu





Technische Daten 3R: SC610DX 4R: SC710DX

Höchstbelastung	159 kg
Höchstgeschwindigkeit ¹	Bis zu 10 km/h
Bodenfreiheit ²	8,25 cm (unter Deck)
Wendekreis ²	3R: 106,7 cm 4R: 133,35 cm
Länge ²	3R: 118,7 cm 4R: 119,38 cm
Breite ²	56,2 cm
Räder Vorne	9 cm x 25,4 cm (3,5" x 10") solide
Räder Hinten	10 cm x 25,4 cm (4" x 10") solide
Federung	Vorne und hinten
Reichweite ^{1,5}	bis zu 25 km
Totalgewicht ohne Batterien	3R: 81 kg 4R: 84 kg
Schwerstes Teil wenn Zerlegt	3R: 25 kg (vorderteil) 4R: 29,48 kg (vorderteil)
Standard Sitz	Typ: winkeleinstellbare Sitzlehne mit Kopfstütz Gewicht: 25 kg Material: schwarzer vinylbezug Abmessungen: 43 cm x 43 cm
Antriebssystem	Hinterradantrieb, versiegeltes Getriebe, 24 V-Gleichstrommotor
Duales Bremssystem	Regeneratives und Elektromechanisches System
Batterieanforderungen ³	2 x 12 V, tiefentladbar Größe: U-1 (31-36Ah) oder Optional 40Ah Gewicht ⁴ : U-1 (31-36 Ah): 11 kg (je Batterie); 40 Ah: 14,74 kg (je Batterie)
Batterieladegerät	5 A, extern
Farben	 Rot  Blau

Produkteigenschaften

- Federung vorne und hinten
- Hohe Sichtbarkeit automatische vordere und hintere Beleuchtung
- Exklusive Ein-Hand-Feder-touch Demontage bietet die ultimative schnell Transportsystem
- Lang anhaltende, hohe Intensität LED Scheinwerfer, Rücklicht und Indikatoren
- Exklusive, elegante, leichte, abdruckfreie Breitreifen
- Automatische Verbindung der vorderen und hinteren Kabel
- Deltalenker mit umwickelten Griffen
- Hintergrundbeleuchtung Batterieanzeige für erhöhte Genauigkeit und Sichtbarkeit in jeder Umgebung
- Mit quetschfreien Scharnieren und 8 Sitzdrehpositionen
- Easy-grip Lenker Einstellknopf
- Einfacher Zugang Deichsel montierte Ladegerät-Anschluss für Standard-Dual Spannung Off-Board-Ladegerät
- Rückspiegel Standard

Optionen

- Doppel Stockhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter
- Korb hinten
- Zusätzliche Rückspiegel

¹ Hängt vom Benutzergewicht, dem Untergrund, dem Ladezustand der Batterie, der Leistung der Batterie (Ah), dem Batteriealter und dem Reifenzustand ab.

² Aufgrund der Herstellertoleranzen und der ständigen Produktverbesserungen, können diese Angaben um ± 3 % abweichen.

³ AGM oder Gelzelle empfohlen.

⁴ Batteriegewicht vom Hersteller abhängig.

⁵ Getestet in Übereinstimmung mit ANSI/RESNA, WC Vol2, Abschnitt 4 ISO 7176-4 Standards. Ergebnisse aus theoretischen Berechnungen abgeleitet von Batterie Spezifikationen und Antriebssystem Performance-Tests, die mit maximaler Tragfähigkeit sind durchgeführt.

HINWEIS: Alle technischen Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht vor technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von dem Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur sowie Neigung und Beschaffenheit der Straße oder des Weges.

Pride Mobility Products Europe BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039 • pridemobility.eu

