

Victory® 10

STILVOLLE KONSTRUKTION UND
ERSTKLASSIGE LEISTUNG ZU EINEM
HERVORRAGENDEN PREIS

VICTORY® 10

Der sportliche und wendige Scooter **Victory® 10** zeichnet sich aus durch Höchstleistung, alle neuen Funktionen und eine einfache Zerlegung ohne Werkzeug. Der Victory® 10 ist komplett mit allen modernen Standardfunktionen wie LED-Ausstiegsbeleuchtung, hinterleuchteter Batterieanzeige und umwickelten Deltalenker ausgestattet und bietet so noch mehr Wert als je zuvor.



Victory® 10	3-Rad-Ausführung	4-Rad-Ausführung
Modell-Nr.:	SC610	SC710
Tragfähigkeit:	159 kg	159 kg
Maximalgeschwindigkeit ¹ :	bis zu 8,5 km/h	bis zu 8,5 km/h
Bodenfreiheit ² :	3,5 cm	3,5 cm
Wenderadius:	109,85 cm	137,16 cm
Gesamtlänge ² :	117 cm	118,75 cm
Gesamtbreite ² :	56,5 cm	56,5 cm
Vorderreifen:	9 cm × 25 cm	9 cm × 25 cm
Hinterreifen:	10 cm × 25 cm	10 cm × 25 cm
Reichweite pro Ladung ¹ :	bis zu 40 km	bis zu 40 km
Max. Steigfähigkeit über Hindernis:	5 cm	5 cm
Gesamtgewicht ohne Batterien:	59 kg	63,5 kg
Schwerstes Teil nach Zerlegung:	25 kg	32 kg
Standardsitz:	Typ: klappbar, Spritzguss Gewicht: 13 kg Material: schwarzer Vinylbezug Abmessungen: Breite 46 cm Tiefe 43 cm	
Antriebssystem:	Hinterradantrieb, versiegeltes Getriebe, 24 V-Gleichstrommotor	
Duales Bremssystem:	Elektronisches, regeneratives und elektromechanisches System	
Batterieanforderungen ³ :	2 × 12 V, tiefentladbar Größe: U-1 oder optional 40 Ah Gewicht: U-1 : je 11 kg; 40 Ah : je 15 kg	
Batterieladegerät:	3 A, extern mit U-1-Batterien 5 A, extern mit optionalen 40 Ah-Batterien	

Farben:



¹ Hängt vom Benutzergewicht, dem Untergrund, dem Ladezustand der Batterie, der Leistung der Batterie (Ah), dem Batteriealter und dem Reifenzustand ab.

² Aufgrund der Herstellertoleranzen und der ständigen Produktverbesserungen, können diese Angaben um ± 3 % abweichen.

³ AGM oder Gelzelle empfohlen.

HINWEIS: Alle technischen Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von dem Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur sowie Neigung und Beschaffenheit der Straße oder des Weges.

Produkteigenschaften

- Exklusive Zerlegung mit einer Hand durch ultimatives Schnelltransportsystem.
- Gut sichtbare, automatische Rückleuchten
- Langlebige, leuchtstarke LED-Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinkleuchten
- Exklusive, elegante, leichte, abdruckfreie Breitreifen von Pride
- Automatische Verbindung der vorderen und hinteren Kabel
- Deltalenker mit umwickelten Griffen
- Neue hinterleuchtete Batterieanzeige - höhere Genauigkeit und bessere Sicht in jeder Situation
- Leichter Sitz aus Spritzguss mit viskoelastischen Schaumeinsätzen für mehr Komfort
- Mit quetschfreien Scharnieren und 8 Sitzdrehpositionen
- Rutschfester Einstellknopf für Lenker
- Leicht zugänglicher Ladegerätanschluss am Lenker für externes Ladegerät mit zwei Spannungen

Optionen

- Unterarmkrückenhalter
- Stock-/Krückenhalter
- Sauerstoffflaschenhalter
- Becherhalter
- Korb hinten
- Sicherheitsfahne
- Gehwagenhalter
- Wetterdach
- Satteltasche

Silver Star Lifts & Ramps

- Silverboom 300
- Backpacker® Plus
- Komplettplattform
- Backpacker® MV



Komplettplattform



Backpacker® Plus

Diese Lifts sind mit Victory® 10 kompatibel.