

VICTORY® 9

DER ULTIMATIVE 9"-SCOOTER MIT LUXUSFUNKTIONEN ZU EINEM GÜNSTIGEN PREIS

VICTORY® 9

Das Elektromobil **Victory® 9** bietet die Höchstleistung und die Funktionalität der Victory-Produktfamilie. Einfache Zerlegung ohne Werkzeug, ausgezeichnete Breitreifen, hinterleuchtete Batterieanzeige und umwickelter Deltalenker machen das Elektromobil Victory 9 zu einem Produkt mit außergewöhnlichem Wert.



Pride®
Mobility Products BV



+31 251 377 577 (Tel.) • +31 251 377 580 (Fax) • www.pridemobility.com

Victory® 9	3-Rad-Ausführung	4-Rad-Ausführung
Modell-Nr.:	SC609	SC709
Tragfähigkeit:	136 kg	136 kg
Maximale Geschwindigkeit ¹	bis zu 8,5 km/h	bis zu 8,5 km/h
Bodenfreiheit ² :	5 cm	5,7 cm
Wenderadius:	102,2 cm	130,8 cm
Gesamtlänge ² :	110,5 cm	115,5 cm
Gesamtbreite ² :	56,5 cm	57,2 cm
Reifengröße:	Vorn: Vollgummireifen 20 cm Hinten: Vollgummireifen 23 cm	Vorn: Vollgummireifen 23 cm Hinten: Vollgummireifen 23 cm
Reichweite pro Ladung ¹ :	bis zu 21 km	bis zu 21 km
Gesamtgewicht ohne Batterien:	53,3 kg	59,4 kg
Schwerstes Teil nach Zerlegung:	21,9 kg	26,8 kg
Standardsitz:	Typ: klappbar, Spritzguss Gewicht: 13 kg Material: schwarzer Vinylbezug Abmessungen: Gesamtbreite 46 cm Gesamttiefe 43 cm	
Antriebssystem:	Hinterradantrieb, versiegeltes Getriebe, 24 V-Gleichstrommotor	
Duales Bremssystem:	Elektronisches, regeneratives und elektromechanisches System	
Batterieanforderungen ³ :	2 × 12 V, tiefentladbar Größe: 35 Ah Gewicht: je 11 kg	
Batterieladegerät:	5 A, extern	

Farben:



¹ Hängt vom Benutzergewicht, dem Untergrund, dem Ladezustand der Batterie, der Leistung der Batterie (Ah), dem Batteriealter und dem Reifenzustand ab.

² Aufgrund der Herstellertoleranzen und der ständigen Produktverbesserungen, können diese Angaben um ± 3 % abweichen.

³ AGM oder Gelzelle empfohlen.

HINWEIS: Alle technischen Daten können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; da Pride jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behalten wir uns das Recht vor technischer Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von dem Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur sowie Neigung und Beschaffenheit der Straße oder des Weges.

Produkteigenschaften

- Ultimatives Schnelltransportsystem durch die exklusive Zerlegung mit einer Hand
- Exklusive, elegante, leichte, abdruckfreie Breitreifen
- Automatische Verbindung der vorderen und hinteren Kabel
- Deltalenker mit umwickelten Griffen
- Optimale Beleuchtung durch langlebige, leuchtstarke LED-Scheinwerfer
- Mit quetschfreien Scharnieren und 8 Sitzdrehpositionen
- Tragfähigkeit 136 kg

Optionen

- Doppel Stockhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter
- Korb hinten
- Hinten Ansicht-Spiegel