


Victory® XLS

Höchstbelastung:	181 kg
Höchstgeschwindigkeit:	Bis zu 15 km/h
Bodenfreiheit:	13 cm
Wendekreis:	175 cm
Länge:	140 cm
Breite:	68.5 cm
Räder:	
Vorne:	10 cm x 33 cm Luftreifen
Hinten:	10 cm x 33 cm Luftreifen
Antikipp:	Hinten
Standard Sitz:	Luxussitz mit Kopflehne und manuelle Rückenverstellung
Elektronische Sitzhöhenverstellung	Option: ja
Federung:	Vorne und hinten
Ladegerät:	Extern, 5A
Reichweite:	Bis zu 48 km
Batterien:	(2) 12V deep-cycle
Batteriegröße:	55 AH
Batteriegewicht:	17 kg pro Stück
Totalgewicht ohne Batterien:	98 kg
Schwerste Teil wenn zerlegt:	40 kg (Hinterteil)
Garantie:	2 Jahre begrenzt

Farben:



AUSSTATTUNG

- Komplette Beleuchtung inklusive ein Vorderlicht für Pfadbeleuchtung
- Luxuriöser Sitz mit verstellbare Kopflehne
- Internes Ladegerät; Reichweite bis zu 48 km
- Robustes 4 Rad Plattform für stabile Leistung im Freien
- Volle dynamische Federung für ein glatte Fahrt, selbst auf ein aggressives Gelände
- Erhöhte Höchstbelastung bis zu 181 kg

ZUBEHÖR

- Einzel Stockhalter
- Doppel Stockhalterung
- Hinterer Korb
- Walkerhalterung
- Sauerstoffflaschenhalter



Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern.

Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands der Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße.

Victory® XLS

DER VICTORY XLS BIETET IHNEN
KRAFT, SICHERHEIT, STABILITÄT
UND FAHRVERGNÜGEN!

VICTORY® XLS

Der Victory XLS präsentiert sich in ein, für diese Produktgruppe, völlig neues und einzigartiges Karosseriedesign. Selbstverständlich ist der Victory XLS mit einer kompletten Blink- und Beleuchtungsanlage ausgerüstet, die, ebenso wie die dynamische Federung des Fahrzeuges in der umfangreichen Serienausstattung enthalten ist. Wo sonst erhalten Sie soviel Sicherheit, Komfort und Fahrvergnügen für ein großes, geländegängiges Elektromobil?

