

# Mobilità Bariatrica



La carrozzina Jazzy® 1650 unisce stile e performance in un prodotto che risolve tutti i problemi di mobilità bariatrica. Grazie al telaio rinforzato, una coppia di batterie da 73 Ah cad. e potentissimi motori, la Jazzy® 1650 garantisce una portata massima fino a 295 kg. Nonostante le dimensioni della carrozzina, il sistema di trazione centrale permette un'incredibile manovrabilità in casa ed all'aperto.

**Jazzy® 1650**  
Con sedile standard di serie, elettronica PG Remote Plus, e pedana unica rinforzata



**GL-555 "Big Boy"**  
Mostrata in Blue



La Poltrona Pride GL-555 "Big Boy", grazie alle ampie dimensioni ed alla coppia di potenti motori al servizio del meccanismo di sollevamento e reclino (2 posizioni), è adatta ad utenti fino a 270 kg di peso. Di produzione Americana è disponibile sul mercato italiano in Blue e Marrone.




Tel: (0765) 451143  
Fax: (0765) 455251

[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)

**Pride**  
Mobility Products Italia s.r.l.

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Capacità di peso:</b>	295 kg
<b>Velocità massima:</b>	Fino a 6 km/h
<b>Altezza da Terra:</b>	11 cm
<b>Raggio di sterzata:</b>	69 cm
<b>Lunghezza totale:</b>	119 cm
<b>Larghezza totale:</b>	78 cm
<b>Ruote:</b>	Trazione: 41 cm (diametro)
<b>Anti-ribaltamento:</b>	20 cm
<b>Posteriori:</b>	23 cm
<b>Sospensioni:</b>	Presenti
<b>Trazione:</b>	Doppio motore, trazione centrale
<b>Sistema frenante:</b>	Freni intelligenti (freni a disco elettronici rigenerativi)
<b>Elettronica:</b>	PG Remote Plus
<b>Caricabatterie:</b>	Esterno, 8 amp (standard)
<b>Autonomia:</b>	Fino a 24 km
<b>Batterie:</b>	(2) 12 volt
<b>Amperaggio:</b>	(2) 73 amp/h
<b>Peso</b>	
<b>Batterie:</b>	24 kg cad. (circa)
<b>Base:</b>	62 kg (circa)
<b>Sedile:</b>	20 kg (circa)
<b>Dimensioni Seduta Standard:</b>	78 cm (L) x 60 cm (P)
<b>Garanzia:</b>	2 anni
<b>Colori disponibili:</b>	
	
	Rosso

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Larghezza schienale:</b>	96.5 cm
<b>Altezza da terra:</b>	51 cm
<b>Profondità seduta:</b>	56 cm
<b>Larghezza seduta:</b>	76 cm
<b>Altezza schienale:</b>	74 cm
<b>Capacità di peso:</b>	270 kg
<b>Colori disponibili:</b>	
	
	Marrone
	
	Blue

