

**Kids  
UP**™

# Kids ROCK™ 2



La Kids ROCK™ 2 by Kids UP™ è dotata di una seduta completamente regolabile e di molteplici componenti posturali che consentono il corretto e stabile posizionamento dell'utente, senza rinunciare all'alta tecnologia del sistema di seduta.

Il sistema di reazione dinamica Reaction™ offre all'utente la massima libertà di movimento, sia in flessione che in estensione, mantenendo sempre un corretto posizionamento pelvico.

#### SPECIFICHE PRODOTTO

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Portata Massima                         | 52.2 kg                               |
| Regolaz. Prof. Seduta                   | 25 cm - 40.6 cm                       |
| Regolaz. Largh. Seduta                  | 20.3 cm - 35.5 cm                     |
| Regolaz. Alt. Schienale                 | 30.5 cm - 55.9 cm                     |
| Regolaz. Pedana                         | 15.2 cm - 40.6 cm                     |
| Regolaz. Angolo Anca                    | 83°, 90°, 97°, 104°                   |
| Basculamento                            | -5° a +45°                            |
| Regolaz. Maniglione Spinta              | 81.3 cm - 121.9 cm                    |
| Range Attivo Seduta/Schiena             | 35°                                   |
| Range Attivo Ginocchio                  | 36°                                   |
| Dimensioni<br>(con schienale abbattuto) | (L)63.5 cm x (H)68.6 cm x<br>(P)94 cm |



**QUANTUM**®  
LIFE BEYOND LIMITS™

Via del Progresso ang. Via del Lavoro  
00065 Fiano Romano - Roma  
Tel. +39 (0765) 451143 • Fax +39 (0765) 455251

[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com) • [www.quantumrehab.com](http://www.quantumrehab.com)

**Pride**®  
Mobility Products Italia s.r.l.  
— LIVE YOUR BEST —

