

LC-425

La poltrona a due motori modello LC-425 vi donerà il massimo comfort, con uno stile di eleganza e design. Le posizioni ottenibili sono infinite e grazie alla seduta "Zero-Gravity" potrete godere di sollievo e supporto durante tutte le fasi del vostro riposo.



LC-425 mostrata nella posizione "stand"



LC-425 mostrata nella posizione "reclinata"



LC-425 mostrata nella posizione "seduta"

Caratteristiche:

- La seduta "Zero-Gravity" vi permette di regolare l'angolo della postura nelle varie infinite posizioni
- Posizione di Trendelenburg per una maggiore comodità di seduta
- Schienale con alette laterali per contenimento capo
- Tessuti di qualità superiore "super-soft"

LC-425

Infinite Posizioni
"Zero-gravity"
Trendelenburg
Doppio Motore

Portata massima	170 kg
Altezza seduta-terra	51 cm
Profondità seduta	53 cm
Larghezza seduta	52 cm
Altezza schienale	63.5 cm
Tipo Schienale	Fibra espansa Alette laterali
Seduta-poggiagambe	unica imbottitura
Distanza dal muro	74 cm
Larghezza totale poltrona	81 cm
Peso poltrona	56 kg
Filocomando	A tasti, intuitivo
Posizioni terapeutiche	Trendelenburg


DISPONIBILE NEI TESSUTI SUPER-SOFT, COLORI:



Merlot



Tranquil



Onyx

Note: Le misure riportate possono variare di +/- 2.5 cm. Specifiche e caratteristiche qui riportate possono subire variazioni senza preavviso.

Tutte le informazioni riportate sul presente opuscolo sono corrette al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
(Prato della Corte)
00065 Fiano Romano (RM) - Italia
Tel: (0765) 451143 ~ Fax: (0765) 455251
www.pridemobility.com

Pride
Mobility Products Italia s.r.l.

PRIDE
PERFORMANCE MOBILITY
— LIVE YOUR BEST! —