

**QUANTUM**  
**REHAB**<sup>®</sup>  
MOVING FORWARD

# R-40 FUSION

R-40 mostrata con la seduta standard,  
il comando VR2 ed una coppia di pedane  
elevabili (optional)



## Versatilità ineguagliabile

La "Fusion" R-40, a trazione posteriore, è disponibile nella versione standard con bascula elettrica di serie inclusa nel prezzo, oppure in una versione full optional con bascula elettrica, reclino elettrico e pedane elevabili elettriche, il tutto ad un prezzo straordinario.



## Specifiche tecniche

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>PORTATA MASSIMA:</b>    | 136 kg   |
| <b>VELOCITÀ MASSIMA:</b>   | Fino a 10 Km/h   |
| <b>ALTEZZA DA TERRA:</b>   | 7 cm   |
| <b>RAGGIO DI STERZATA:</b> | 48.25 cm   |
| <b>LUNGHEZZA :</b>         | 80.3 cm  |
| <b>LARGHEZZA:</b>          | 60 cm (ruote posteriori)   |
| <b>RUOTE:</b>              | Di trazione: 36 cm pneumatiche<br>Di orientamento: 23 cm pneumatiche<br>Anti-ribaltamento: 7,5 cm piene (posteriori) |
| <b>TRAZIONE:</b>           | Posteriore   |
| <b>SISTEMA FRENANTE:</b>   | Freni intelligenti (freni a disco, elettronici rigenerativi)   |
| <b>ELETTRONICA:</b>        | 70 amp, PG VR2   |
| <b>CARICABATTERIE:</b>     | Esterno, in dotazione, 5 amp   |
| <b>REQUISITI BATTERIE:</b> | (2) 12 volt a ciclo continuo   |
| <b>TIPO BATTERIE:</b>      | Gruppo NF-22 (50 - 55 Ah)  |
| <b>PESO BATTERIA:</b>      | 17 kg circa  |

## Caratteristiche

- Dimensioni compatte e dinamiche
- Ottime prestazioni in esterno
- Velocità massima fino a 10 km/h
- Motori progettati per la massima efficienza
- Sistema di seduta regolabile integrato con la base
- Pacchetto luci LED ad alta visibilità diurna e notturna standard

## Colore telaio



Silver

Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono corrette al momento della pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso

**QUANTUM**  
**REHAB**<sup>®</sup>  
MOVING FORWARD

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products Italia s.r.l.  
— LIVE YOUR BEST —

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro  
(Prato della Corte)  
00065 Fiano Romano (RM) - Italia  
Tel: (0765) 451143 ~ Fax: (0765) 455251  
[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)