

**Pride® Lift Chairs**

*Experience the Luxury*

# Alza-Siedi Facile!



## Operazioni di Alzata e Seduta Assistite Elettricamente

L'Alza-Siedi Facile è una comoda poltroncina dalle dimensioni compatte per facili spostamenti nell'ambito casalingo, che vi permetterà di alzarvi e sedervi senza più alcuno sforzo, grazie al meccanismo elettrico assistito di movimentazione della seduta. Disponibile nell'elegante tessuto alcantara nel colore Blu, per facili abbinamenti con tutti i tipi di arredamento.

### SPECIFICHE TECNICHE

**Modello: LC-460**

**Larghezza Schienale:** 53.5 cm

**Altezza Seduta:** 46 cm

**Profondità Seduta:** 46 cm

**Larghezza Seduta:** 54.5 cm

**Altezza Schienale:** 64 cm

**Portata Massima:** 136 kg

### TESSUTO (MICRO-ALCANTARA)

**Blu**

Nota: Le dimensioni riportate sul presente opuscolo possono variare di +/- 3 cm, trattandosi di imbottiti.

Tutte le specifiche contenute nel presente opuscolo possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

*Experience the Luxury*

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro  
(Prato della Corte)  
00065 Fiano Romano (RM) - Italia  
Tel: (0765) 451143 ~ Fax: (0765) 455251  
[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)

TIMBRO RIVENDITORE

**Pride®**  
Mobility Products Italia s.r.l.

**PRIDE**  
PERFORMANCE MOBILITY  
— LIVE YOUR BEST! —