



# RANGER



Il veicolo che aspettavate per la Vostra mobilità alternativa. Lo scooter RANGER, dotato di due batterie da 100 amp cad., raggiunge una velocità di ben 16 km/h e non teme ostacoli, pendenze o terreni particolarmente dissestati. Completamente ammortizzato sulle ruote posteriori, Vi offre una guida veloce, sicura e confortevole in ogni circostanza.

*Uno scooter  
dalle  
prestazioni  
formidabili*



## Specifiche Tecniche

Portata massima:	181 kg
Velocità massima:	Fino a 16 km/h
Altezza da terra:	18 cm
Raggio di sterzata:	196 cm
Lunghezza:	161 cm
Larghezza:	79 cm
<b>Ruote:</b>	
Ruote (anteriori):	15 cm x 33 cm
Ruote (posteriori):	15 cm x 33 cm
Sistema di guida:	Posteriore; differenziale; sigillato 24V
Sedile standard:	Schienale alto regolabile con poggiatesta
Caricabatterie:	Esterno
Autonomia per ciclo di carica:	Fino a 40 km con una carica
Batterie:	(2) 12 V; 100 AH, cad
Doppio sistema frenante:	Elettronici a disco
Peso totale, senza batterie:	149 kg
Garanzia:	Limitata; 2 anni

## Colori:




Rosso



Blue

## Caratteristiche

- Centralina Curtis 200 amp. per prestazioni ottimali di potenza e coppia
- Eccellente trazione grazie a due potenti motori indipendenti
- Velocità massima regolabile fino a 16 km/h
- Ruote maggiorate e cerchi in lega
- Sedile regolabile



*"Le informazioni qui contenute sono corrette al momento della pubblicazione; Pride si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza previa comunicazione".*

*"L'autonomia dello scooter è stata calcolata in conformità alle norme europee; tale autonomia dipende da numerosi fattori fra i quali lo stato del veicolo e delle batterie, il peso dell'utente, la corretta pressione dei pneumatici e il tipo di pavimentazione stradale".*