

4FRONT™

De 4Front™ is een stille, meer alerte voorwiel aangedreven elektrische rolstoel met automotive-klasse vering en ongeëvenaard comfort en rijkwaliteit.

De 4Front's CASE (Zwenkhoek Sensor Encoder) technologie en SRS (Soepele Rij Ophanging) leveren stabiliteit, zodat obstakels Soepel kunnen worden genomen waarbij ongeëvenaarde Rijprestaties worden geleverd.

De 4Front™ kent standaard snelheden tot wel 9,6 km/uur in de verlaagde positie, en snelheden tot 5,1 km/uur bij verhoging met 25,4 cm, door gebruik van onze veilige zitting verheffing.

QUANTUM® 4FRONT™ getoond in Electric Blue met optionele Veilige Zitting Verheffing en Q-Logic 3 Geavanceerde rijbediening met Bluetooth®



QUANTUM®

Toegewijd aan het steeds verder ontwikkelen
Van de elektrische rolstoel-ervaring.

(TEL) +31 (0)85-0408630

(FAX) +31 (0)85-0430039

quantumrehab.eu



Specificaties

AANDRIJFWIELEN	35,56 cm (14") massief
ZWENKWIELEN	Achter: 22,86 cm (9") massief
ANTI-KANTEL WIELEN	Voor: 10,16 cm (4")
MAXIMALE SNELHEID ¹	Tot 9,6 km/u Tot 5,1 km/u Met 25,4 cm lift
BODEMVRIJHEID	6,7 cm (motor draaipunt)
DRAAICIRKEL ²	62,25 cm
GEHELE LENGTE ²	101,4 cm
BASISBREEDTE	61,6 cm
ZITTING AFMETINGEN	
Synergy®/TRU-Balance® 3 Statische zitting	Breedte: 30,5-56 cm Diepte: 30,5-56 cm
TRU-Balance® 3 sterke kanteling	Breedte: 30,5-56 cm Diepte: 30,5-56 cm
TRU-Balance® 3 Lift en kanteling	Breedte: 30,5-56 cm Diepte: 30,5-56 cm
ZITTING-TOT-GROND HOOGTES ⁹	
Synergy®/TRU-Balance® 3 Statische zitting ⁵	38,7-43,8 cm
TRU-Balance® 3 sterke kanteling ⁵	44,5-49,5 cm
TRU-Balance® 3 Lift en kanteling ⁵	45-50 cm
HANDMATIG RUG VERSTELLING	Ja
ACCUGROOTTE ³	Groep 24 of Groep 34
ACCUGEWICHT ⁶	23,4 kg elk 17,5 kg elk
BESCHIKBARE ELEKTRONICA ⁷	120A Q-Logic 3 EX
ACCULADER	8A Extern
MOTOR PAKKETTEN	Tweepolig, voorwiel aandrijving
DRAAGVERMOGEN ⁴	136 kg
LEDIG GEWICHT	63,5 kg

- 1) Snelheid varieert per gebruikersgewicht, terrein type, accuniveau, accu conditie en brandendruk
 2) Zonder voorkant optuiging
 3) Accuvermogen kan wijzigen bij aanbrengen plaatsbepalingssystemen
 4) Draagvermogen wordt bepaald door keuze van zitting
 5) Alle afmetingen +/- 3mm bij 46x46cm zitting, fixed towers, gewicht 136kg, draagvermogen en massieve banden (10mm toevoegen bij pneumatische banden. Breedtes kunnen zitting-tot-grond hoogtes doen toenemen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. Genoemde afmetingen gelden voor laagste positie; hefsysteem niet inbegrepen tenzij gespecificeerd.
 6) Accugewicht kan variëren +/- 1,4kg afhankelijk van fabrikant.
 7) Alle Quantum Rehab® eenheden kunnen besteld worden met speciale bediening.
 8) Bel om te vragen naar de beschikbaarheid.
 9) Zitting-tot-grond hoogtes zijn gemeten zonder belasting. Vanwege het 4Front's ophangstelsel zijn de zitting-tot-grond hoogtes ongeveer 6mm lager in geval van belasting.

Standard Functies

- CASE (Zwenkhoek Sensor Encoder) technologie
- Ongeëvenaarde rijprestaties en rijervaring
- Geavanceerde stabiliteit voor het soepel nemen van obstakels
- Superieure automotive-klasse SRS (Soepele Rij Ophanging)
- Q-Logic 2 EX geavanceerde rijbediening
- Stille motor technologie



Aandrijfwiel kleuraccenten

Opties

- 25,4 cm aan elektrisch verstelbare veilige zitting verheffing bij snelheden tot 5,1 km/u
- TRU-Comfort 2 Zitting
- Trilogie vent tray ⁸
- Compacte vent tray ⁸
- TRU-Balance® 3 Zitting
- LED lampen set

Kleuren

SEAT BACKS voor units zonder TRU-Balance® 3 zijn alleen verkrijgbaar in Back in Black



QUANTUM®

De Zwaan 3, 1601 MS Enkhuizen, Netherlands

(TEL) +31 (0)85-0408630 | (FAX) +31 (0)85-0430039 | quantumrehab.eu



Pride®
 Mobility Products BV
 — LIVE YOUR BEST! —