



CELEBRITY XL

“NIEUWE GENERATIE SCOOTMOBIEL”

De nieuwe
33 cm klasse
scootmobiel



Deltastuur met rondom
dichte handgrepen

Luxe leunstoel
met hoge
rugleuning en
voor- en
achterverstelling

Volledige
verlichting
inclusief
richtingaanwijzers
voor en achter

Volledig
geveerd

33 cm banden
met straatprofiel

Pride
Mobility Products B.V.






Celebrity® XL (3-wielige scooter)

Specificaties	
Model nummer	SC4350 X
Toelaatbaar gewicht	159 kg
Maximum snelheid	tot 9 km/u
Bodemvrijheid	13 cm
Draaicirkel	119 cm
Totale lengte	130 cm
Grootste breedte	65 cm
Banden	
voor	10 cm x 33 cm luchtband
achter	10 cm x 33 cm luchtband
anti-omkiepwielmpjes	achter
Standaard stoel	CRS deluxe leunstoel met hoge rugleuning, armsteunen en verstelbare hoofdsteun
Elektrisch verstelbaar	in hoogte: optie (kan besteld worden)
Voor	en achtervering
Acculader	los, 5 amp
Actieradius per lading	tot 40 km
Benodigde accu's	(2) 12V deep-cycle ¹
Afmetingen accu's	40AH of U-1
Gewicht	
Accu's (2 nodig)	40AH: 15 kg per stuk; U-1: 11 kg per stuk
Totaalgewicht zonder accu's	78.5 kg
Zwaarste deel (gedemonteerd)	28 kg (voorkant)

Kleuren



¹ Aanbevolen: AGM of gel-cel type

De informatie in deze folder is correct op het ogenblik dat hij wordt uitgegeven. De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties te veranderen zonder voorafgaande mededeling, in zijn streven naar ontwikkeling en verbetering van zijn producten. De theoretische actieradius is berekend onder proefomstandigheden in overeenstemming met de Europese normen. De feitelijke actieradius bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, zoals de staat van onderhoud van het voertuig en de accu's, het gewicht van de berijder, de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur, de helling van de weg en van de toestand van het wegdek of de bestrating.

Castricum Werf 26
1901 RW Castricum
Netherlands

Tel: +31 251 377 577
Fax: +31 251 377 580
www.pridemobility.com



Voordelen:

- Driewielig volledig geveerd ontwerp voor uitstekende prestaties op de weg
- Hoek-onafhankelijk instelbaar stuur
- Deltastuur met rondom dichte handgrepen
- Sterke bumpers van extra taai materiaal bieden weerstand tegen krassen, schaven en deuken
- Volledige verlichting met richtingaanwijzers en een laaggemonteerde koplamp met dimlicht
- Luxe leunstoel met volledig instelbare hoge rugleuning en ruime voor-achter instelmogelijkheid
- 110-amp, computergestuurde motor voor optimaal vermogen, trekkracht en zuinigheid
- Gemakkelijk bereikbare oplaadstopcontact en noodknop
- Handig los oplaadapparaat met twee voltages
- 3 jaar garantie volgens omschrijving

Opties:

- houders voor onderarmkrukken
- houder voor wandelstok
- houder voor okselkruk
- houder voor zuurstoftank
- boodschappenmand achter
- veiligheidsvlaggetje
- houder voor rollator
- sterke regenhoes

Silver Star Lifts & Ramps

QUAD XL SCOOTER LIFT

The Silver Star™ Quad XL Scooter Lift van Pride® is een stevige, bredere scooter lift passend bij de zwaardere producten van Pride.



De Celebrity® XL past op deze lift.

Pride®
Mobility Products BV