

TB-Flex®



LIGHTNING
getoond met TB-Flex
(comfort) zitting en VR2
Controller in Groen

Lightning

De nieuwe Lightning elektrische rolstoel met achterwielaandrijving is voorzien van een verhoogde motor ophanging, een state-of-the-art design die het beklimmen van opstakels enorm vereenvoudigt en tevens voorziet van een comfortabele rit. De Lightning heeft uitstekende manoeuvreerbaarheid in nauwe ruimtes, een uitschuifbare accuhouder voor eenvoudige bereikbaarheid en is eenvoudig aan te passen op gebied van elektronica en zitondersteuning. Het gestroomlijnde en stijlvolle ontwerp en een standaard snelheid tot wel 10,6 km/h zorgen ervoor dat de Lightning vergelijkbare modellen ver achter zich laat.

QUANTUM®

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	35,5 cm (pneumatisch of solide beschikbaar)
WIELEN	Voor: 25 cm
ANTI-TIPS	Achter: 6,4 cm solide
VERING	Active-Trac® ATX (verhoogde motor)
MAXIMALE SNELHEID ¹	Tot 10,6 km/h
REMMEN	Remmen (elektronisch, elektromechanisch en regeneratief)
BODEMVRIJHEID	8,25 cm (bij mid-frame)
DRAAICIRKEL ²	65,4 cm
TOTALE OMVANG ²	Lengte: 110 cm ⁵ / 88,3 cm ⁶ Breedte: 63,5 cm
ZITTING	TB-Flex seat Aanpasbare Breedte: 38 cm - 56 cm Aanpasbare Diepte: 38 cm - 51 cm
AANDRIJVING	Twee-motoren, achterwielaandrijving
ACCU'S	Twee 12 volt, deep cycle 70 AH (Group 24)
BEREIK PER LADING ^{1,3}	Variabel tot 27,24 km
ACCU LADER	8A, buitenboord
BESCHIKBARE ELEKTRONICA	90A PG VR2
GEWICHT CAPACITEIT	136 kg maximum (gewicht gebruiker)
GEWICHT ZONDER ACCU'S	58,51 kg
ACCU GEWICHT ⁴	23,13 kg (elk)
GARANTIE	2-jaar

VOETNOOT:

- 1) De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk dit wijkt 5-10% af.
- 2) Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen deze specificaties worden bijgesteld met + of -3%. Genoemde afmetingen hebben alleen betrekking tot de power base. Totale afmetingen kunnen variëren gebaseerd op zittingen en accessoires.
- 3) Theoretische actieradius is berekend onder test voorwaarden in overeenkomst met Europese standaarden. In de praktijk hangt de af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk. Dit kan tussen de 5-10% afwijken.
- 4) Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.
- 5) Zonder voetsteunen.
- 6) Met voetsteunen.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Kenmerken

- 64,1 cm breed en 88,3 cm lang ⁶
- Uitstekende manoeuvreerbaarheid
- Maximale snelheid tot 10,6 km/h
- High-performance, high-efficiency motor pakket
- Eenvoudig aan te passen op rehabilitatie producten
- Volledig verlichtingspakket (inclusief Emark)
- Swing-away joystick
- Beschikbaar voor volledige Pride® zittingen en accessoires
- Uitschuifbare accuhouder voor eenvoudige bereikbaarheid
- Verstelbare voet
- Crash tested

Opties

- Elektrische kantelverstelling
- Elektrische rughoekverstelling
- Hoek verstelbare beensteunen
- Elektrische beensteunen
- TRU-Balance® 3 Power Positioning
- Hoofdsteen
- Comfort seating
- Q-Logic controller
- PG R-Net controller
- TRU-Comfort 2 seating
- TRU-Balance® Lift and Tilt

Lightning getoond met TB -Flex (comfort) zitting en VR2 Controller in gekantelde positie



Beschikbare kleuren



Groen

QUANTUM®

De Zwaan 3, 1601 MS Enkhuizen, Netherlands

(TEL) +31 (0)85-0408630 | (FAX) +31 (0)85-0430039

quantumrehab.eu



Pride®
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —