



Lunetta⁸

3-wiel scootmobiel



Delta stuur design



Achter aanzicht verlichting

*Sportieve stijl,
luxe uitrusting
en buitengewone
prestatie.*

De Lunetta is een sportieve compacte scootmobiel, voorzien van hoogwaardige technologie. Voor optimaal gebruiksgenot is de Lunetta uitgerust met een comfortabel deltastuur, draaibare stoel met verstelbare rugleuning en verlichting.



Lunetta

Tel: +31 251 377 577
Fax: +31 251 377 580
www.pridemobility.com



Pride
Mobility Products B.V.

Specificaties

Maximale belasting	160 kg
Maximum snelheid	Instelbaar tot 8 km/h
Bodemvrijheid	10 cm
Draaicirkel	103 cm
Lengte	120 cm
Breedte	61.5 cm

Banden

Voor	8 cm x 25.5 cm
Achter	10 cm x 25.5 cm
Anti-kiep wielen	achter
Vering	achter
Oplader max.	230V, 5A
Actieradius volle batterijen	tot 32 km
Batterijen	(2) 12 V
Batterijgrootte max.	32 Ah (standaard, 40 Ah (optioneel))

Stoel

Standaard stoel	high-back met rug- en hoofdleuning
-----------------	------------------------------------

Gewicht

Batterijen	11 kg per stuk.
Totaal gewicht excl. batterijen	89 kg
Zwaarste deel gedemonteerd	25 kg (achterzijde)
Garantie	2 jaar gelimiteerd

Kleuren



Paars-blauw
metallic

Kenmerken

- Maximum snelheid instelbaar tot 8 km/h
- Delta stuur design voor een comfortabele bediening
- Nieuwe high-back stoel met verstelbare rugleuning
- Maximale belasting van 160 kg
- Handige vastzetogen voor eenvoudig transport
- verlichting en remlicht
- Eenvoudig bereikbare elektronica
- Versterkte voorkant voor een lange duurzaamheid
- Achterbumper
- Externe vrijloop-hendel
- Eenvoudig bereikbare zekering
- Eenvoudig bereikbare aansluiting voor de batterijlader
- Motor controller met microprocessor



Gescheiden onderdelen

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

uw dealer