

Luna

DE PRIDE LUNA GEEFT U MAXIMALE FLEXIBILITEIT EN GEGARANDEERD JAREN GEBRUIKSGENOT

LUNA

De Pride **Luna** is een stijlvolle en betrouwbare scootmobiel van de nieuwste generatie. Z'n vele extra's zorgen voor een zeer compleet aanbod. Zo heeft de Pride Luna comfortabele vering, een verstelbaar stuur, een ruime bagagemand en een krachtige aandrijving. De snelheid is instelbaar tot 15 km/h waardoor de Pride Luna zeer geschikt is om buiten de bebouwde kom te rijden, maar ook uitstekend te gebruiken is in het winkelcentrum of de supermarkt. De Pride Luna geeft u maximale flexibiliteit en gegarandeerd jaren gebruiksgenot.



Pride[®]
Mobility Products BV

+31 251 377 577 (Tel) • +31 251 377 580 (Fax) • www.pridemobility.com



Luna

Maximale belasting:	160 kg
Maximum snelheid:	Up to 15 km/h
Bodemvrijheid:	13 cm
Obstakelhoogte:	10 cm maximale
Draaicirkel:	120 cm
Lengte:	140 cm
Breedte:	65 cm
Banden	
Voor:	10 cm x 33 cm Luchtband
Achter:	10 cm x 33 cm Luchtbanden
Anti-kiep wielen:	Achterzijde
Vering:	Voor en achter
Gewicht	
Totaal gewicht:	78 kg excl. batterijen
Gewicht stoel:	20 kg
Gewicht batterijen:	19 kg per stuk
Standaard stoel:	Grijs vinyl, Voorzien van rug- en zitdiepte verstelling
Stoelmaten:	Zitbreedte 52cm, Rughoogte 51cm, Zitdiepte 50cm
Oplader max.:	230V, 12A
Actieradius volle batterijen:	45 km maximale
Batterijen:	2 (12 V)
Batterijgrootte max:	73AH onderhoudsvrij
Motor controller:	P&G Egis, 110-amp
Remmen::	Elektromagnetische remmen
Handrem:	Extra rem in voorwiel



Luna Blauw

KENMERKEN

- Maximale belasting 160 kg
- Remlicht
- Snelheid instelbaar tot 15km/h
- Voorzien van aparte handrem
- Voor- en achterwiel vering
- Voor- en achterbumper
- Makkelijk bereikbare vrijloophendel
- Voorzien van automatische zekering met reset knop
- Laadcontact aan stuurkolom
- Richtingaanwijzers voor en achter
- Mandje voorzijde
- Stoel voorzien van rughoek- en zitdiepte verstelling
- Microprocessor gestuurde motorregeling
- Automatische slaapstand
- Voorzien van vastzetogen
- Instelbare vering

Geavanceerde dashboard elektronica



Remlicht toegevoegd



De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
Netherlands

Tel: +31 251 377 577
Fax: +31 251 377 580
www.pridemobility.com



Pride[®]
Mobility Products BV