

3-WIEL SCOOTER



VOORTREFFELIJKE
PRESTATIES,
OPWEKKENDE STIJL,
ENUITSTEKENDE WAARDE



De strakke, sportieve **Lunetta Victory®** scooter levert soepele prestaties en is voorzien van nagelnieuwe toepassingen. Met een volledige aanvulling van geavanceerde standaard kenmerken zoals een krachtige ophanging, een goed zichtbaar automatisch verlichtingssysteem zowel voor als achter, gemakkelijke demontage, LED verlichting (op stoeprand hoogte) en een doorlopend deltastuur, is de Lunetta Victory van grotere waarde dan ooit tevoren.

PRIDE® **MOBILITY** SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

pridemobility.eu

SPECIFICATIES

LUNETTA VICTORY® 3-wiel

Maximale belasting:	160 kg
Maximum snelheid ¹ :	Tot 10 km/h
Bodemvrijheid ² :	6,35 cm
Draaicirkel:	104 cm
Lengte ² :	119 cm
Breedte ² :	57 cm
Voorbanden:	9 cm x 25 cm
Achter:	10 cm x 25 cm
Vering:	Achter
Actieradius volle batterijen ¹ :	Tot 25 km (met 40 AH batterijen)
Obstakelhoogte:	5 cm
Totaal gewicht zonder batterijen:	68 kg
Zwaarste onderdeel:	26,3 kg (Voor)
Standaard stoel:	Type: Stoel met rugverstelling en hoofdsteun Gewicht: 25 kg Materiaal: Zwart vinyl Dimensions: breedte - 43 cm diepte - 43 cm
Aandrijving:	Achterwiel aandrijving, gesloten differentieel, 24-volt DC motor
Dubbel Rem Systeem:	Regeneratief en elektromechanisch
Batterijen ³ :	Twee 12-volt, deep cycle Grootte: U-1 (standaard) 40 AH (optioneel) Gewicht ⁴ : U-1: 11 kg per stuk; 40 AH: 15 kg per stuk
Accu lader:	5-amp, buitenboord

Kleur:



Rood

KENMERKEN

- Achter vering
- Goed zichtbaar door voor en achter verlichting
- Exclusieve demontage met slechts één hand, zorgt voor een super snel transport systeem
- Duurzame felle LED koplamp, achterlicht en knipperlicht
- Pride's exclusieve stijlvolle wielen met zwarte banden. Laat geen strepen achter!
- Automatisch aansluitende hoofdkabelboom bij montage voor-achterzijde
- Delta stuur met doorlopende handvaten
- Nieuwe batterij meter met nauwkeurige indicatie
- Stoel rotatie in 8 posities
- Verstelbaar stuur door handige knop
- Eenvoudige toegang tot oplaad poort bij het stuur
- Achteruitkijkspiegel

OPTIES

- Kruk/stok houder
- Zuurstoffles houder
- Achtermandje
- Rolator houder

¹ Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.

² Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%)

³ AGM of Gel-Cell type vereist.

⁴ Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de fabrikant

⁵ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.



PRIDE® **MOBILITY SCOOTERS**
LIVE YOUR BEST®

De Zwaan 3, 1601 MS Enkhuizen, Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630

Fax: +31 (0)85-0430039

pridemobility.eu