

Een **Comfortabele Rit** en
Uitstekende Prestaties

VICTORY[®] 10 LX SPORT

**Binnenkort
te koop**

Maak een vlotte rit met bijbehorende prestaties! De **Victory 10 LX Sport** biedt comfort-trac vering (CTS) voor meer demping en comfortabeler rijden over verschillende terreinen. Met maximale snelheden tot 12,8 km per uur, is de Victory 10 LX Sport uitgerust met een delta stuurbediening met wikkellandgrepen en kan moeiteloos in een handomdraai worden ingeklapt om snel en makkelijk te worden vervoerd.



Delta stuurbediening



Comfort trac vering



LED licht voor



LED lichten achter



**Makkelijk mee te nemen voor
uw actieve levensstijl**

PRIDE[®] MOBILITY SCOOTERS
LEEF OP Z'N BEST[®]

pridemobility.eu



SPECIFICITIES

VICTORY® 10 LX SPORT

Draagkracht	181 kg
Voorband	25,4 cm sterk schuim
Achterbanden	25,4 cm sterk schuim
Maximale snelheid ¹	Tot 12,8 km per uur
Bodemvrijheid ³	5,6 cm (bij de motor)
Draaicirkel ³	155,6 cm
Lengte / Breedte ³	119,4 cm / 64,8 cm
Zitting ³	Hoge rugleuning 46 cm br. x 46 cm diep
Zitting-tot-grond	45 cm
Gewicht (zonder accu's)	73 kg
Zitting-tot- voetplaat	61,7 cm
Gewicht accu	14 kg elk
Battery eisen ^{4,5}	50 AH standaard
Bereik per acculading ^{1,2} (Max.)	Tot 26 km
Accu oplader	8 ampère, extern
Controlemechanisme	120 amp
Vering	Voor en achter
Gewicht van het zwaarste onderdeel ^{3,6}	35 kg (voorprofiel)
Garantie	2 jaar

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Comfort-Trac voor- en achtervering
- Exclusieve inklapbaarheid, moeiteloos en in een handomdraai, zorgt voor snelle, eenvoudige vervoerbaarheid
- Delta stuurbediening met wikkellandgrepen
- Accumeter met achtergrondverlichting
- Zeer stijlvolle lichtgewicht, slijtvaste, zwarte laag-profiel banden
- Langdurige, felle LED-koplamp biedt optimale wegverlichting met een
- Veiligheidslicht onder de regelaar
- Zwart vinyl verstelbare hoge achterbank met schuiven, in hoogte verstelbare hoofdsteun, opklapbaar, in hoogte en breedte verstelbare armleuning
- Eenvoudig te bedienen regelknop
- Gemakkelijke bereikbare op de bediening gemonteerde laadpoort
- Auto-connect voor naar achter gordel




Opbergruimte onder stuurbediening

ACCESSOIRES

- Onderarmkrukhouders
- Stok/ krukkenhouder
- Zuurstofhouder
- Bekerhouder
- Achter mand
- Waarschuwingsvlaggetje
- Looprek houder
- Weer -hoes
- Zadeltas
- Mobiele telefoonhouder
- Verf voor bijwerken
- XLR-laadpoort

KLEUR



Bloedrood



Marineblauw



De Zwaan 3, 1601 MS Enkhuizen, Netherlands
Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039
pridemobility.eu

Pride®
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —

¹ Verschilt per gebruikersgewicht, type terrein, accu ampère-uren (AH), acculading, conditie van de accu en de conditie van de banden. Deze specificaties kunnen onderhevig zijn aan een variantie van (+/- 10%).
² Als gevolg van fabricagetoleranties en constante verbeteringen, kan deze beschrijving onderhevig zijn aan een variantie van (+ 3%).
³ AGM of gel cellype vereist.
⁴ Getest volgens ANSI / RESNA, WC Vol2, sectie 4 en ISO 7176-4 normen. De resultaten zijn afgeleid van theoretische berekeningen op basis van de accu specificaties en aandrijfsysteem prestatie. Test uitgevoerd bij maximale gewichtskapaciteit.
⁵ Het accu gewicht kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

LET OP: Alle specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

De hierin genoemde informatie is correct op het moment van publicatie, vanwege de inzet van Pride om voortdurend te verbeteren en te ontwikkelen, behouden wij ons het recht om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Theoretisch bereik is berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik is afhankelijk van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen gelden alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis keuze van zitting en accessoires.