

The Ultieme Mid-Size Luxe Scootmobiel



VICTORY® 10
LX WITH CTS SUSPENSION

De **Victory® 10 LX met CTS Vering** scootmobiel voorzien van CTS voor-en achterwielophanging voor hoge prestaties en een strakke, moderne vormgeving. Een volledige aanvulling van de standaard functies, waaronder een delta stuur met wraparound handgrepen, een eenvoudig bereikbare lader-poort in de stuurkoker en eenvoudige demontage maakt de Victory 10 LX met CTS Vering een uitstekende keuze.

CTS VERING



Voor Vering



Achter Vering

Specificaties

4W: S710LX

Max. belasting	181 kg
Max. snelheid ¹	Tot 9 km/h
Bodemvrijheid ²	5,6 cm (bij de motor)
Draaicirkel ²	165,1 cm
Lengte ²	119,4 cm
Breedte ²	56,5 cm
Stoel-tot-vloer hoogte	45,1 cm
Voorbanden	25,4 cm (10") (heavy-duty foam)
Achterbanden	25,4 cm (10") (heavy-duty foam)
Vering	Voor en achter
Actieradius volle batterijen ^{1,5}	Tot 26 km
Totaal gewicht zonder batterijen	70,9 kg
Zwaarste stuk wanneer gedemonteerd	35,2 kg (voorstuk)
Standaard stoel	Type: Liggende hoge achterbank met schuifregelaars Gewicht: 20,6 kg Materiaal: Zwart Vinyl Afmeting: 46 cm x 46 cm
Motorvermogen	24-volt DC motor
Remsysteem	Regeneratief en elektromechanisch
Batterijen ³	(2) 12-volt, deep cycle Grootte: (2) 32 AH or (2) 40 AH (standaard); (2) 50 AH (optioneel) Gewicht ⁴ : (32 AH) 9,7 kg elk, (40 AH) 14,74 kg per stuk; (50 AH) 17,24 kg per stuk
Oplader	5-amp, buitenboord
Kleur	 Rood  Blauw  Wit

Features

- CTS Vering (Comfort-Trac voorzijde en achter onafhankelijke wielophanging)
- Feather-touch demontage waardoor eenvoudige frame scheiding met slechts een hand
- Delta stuur met foam omhulde handgrepen
- Batterij meter voor toenemende nauwkeurigheid en zichtbaarheid
- Exclusieve zwarte, niet-afgevende banden
- Curb en achter LED-verlichting
- Beleefdheids licht onder stuur
- Opbergvak onder stuur
- Verbeterde claxon gemonteerd gelijk met stuur
- Auto-aansluiting kabel van voor-naar-achter

Opties

- Onderarmsteun krukhouder
- Wandelstok / krukhouder
- Zuurstoftank houder
- Bekerhouder
- Achtermand
- Veiligheidsvlag
- Rollator houder
- Regenhoes
- Zadeltas
- Mobiele telefoon houder

¹ Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van (+/- 10%).

² Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ or - 3%).

³ AGM of Gel-Cell type vereist.

⁴ Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

⁵ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving. De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.