

EDGE 3

EDGE 3 mostrado en Blue Jean
con elevación del asiento eléctrico
iLevel® y Q-Logic 3 con Bluetooth®

DISPONIBLE CON
30,5 CM iLEVEL®
ELEVACIÓN DEL ASIENTO ELÉCTRICO A
7,24 KM/H



quantumrehab.eu

Q
QUANTUM®

Datos técnicos

RUEDAS TRASERAS	Estándar: 35,6 cm Sólido Opcional: 35,6 cm Neumático
RUEDAS	Frente: 15,2 cm Sólido Posterior: 15,2 cm Sólido
ANTI VUELCOS	N/D
VELOCIDAD MAXIMA ¹	Hasta 9,6 km/h Hasta 7,24 km/h (con iLevel activado)
DISTANCIA EL SUELO	6,9 cm (bandeja de batería)
RADIO DE GIRO ²	52,1 cm
LONGITUD TOTAL ²	82 cm Sin aparejos delanteros
ANCHO TOTAL	62,2 cm
TAMAÑOS DE ASIENTOS	
Synergy®/TRU-Balance® 3 Asiento Estático	Ancho: 25,4 - 55,9 cm Profundidad: 25,4 - 55,9 cm
Inclinación de Potencia TRU-Balance®	Ancho: 30,5 - 55,9 cm Profundidad: 30,5 - 55,9 cm
TRU-Balance® 3 Tilt y iLevel®	Ancho: 30,5 - 55,9 cm Profundidad: 30,5 - 55,9 cm
TRU-Balance® Flex Asiento	Ancho: 38,1 - 55,9 cm Profundidad: 30,5 - 50,8 cm
ALTURAS DE ASIENTO A SUELO¹⁰	
Synergy®/TRU-Balance® 3 Asiento Estático ⁵	41,9 - 47 cm
Inclinación de Potencia TRU-Balance® 3 ⁵	44,5 - 49,5 cm
TRU-Balance® 3 Tilt y iLevel® ⁵	44,5 - 49,5 cm
TRU-Balance® Flex Asiento	41,9 - 49,5 cm
RECLINACIÓN MANUAL ⁶	Sí
TAMAÑO DE LA BATERÍA ³	NF-22 (2)
PESO DE LA BATERÍA ⁷	17,24 kg cada una
ELECTRÓNICA ⁸	120A Q-Logic 3 EX 75A Q-Logic 2 NE 75A Q-Logic 2 NE+
CARGADOR DE BATERÍA	8A, externo
PAQUETES DE MOTOR	2 polos, Mid-Wheel 6®
CAPACIDAD DE PESO ⁴	136 kg
PESO BASE	63 kg

- 1) La velocidad varía según el peso del usuario, el tipo de terreno, la carga de la batería, el estado de la batería y la presión de los neumáticos.
- 2) Sin aparejos delanteros.
- 3) La capacidad de la batería puede cambiar al agregar sistemas de posicionamiento de potencia.
- 4) La capacidad de peso es dictada por la selección de asientos.
- 5) Todas las medidas +/- 3 mm con asiento de 46 x 46 cm, torres fijas, capacidad de peso de 136 kg y neumáticos sólidos. (agregue 10 mm (3/8 ") con llantas neumáticas). Los anchos pueden aumentar la altura del asiento al piso. Póngase en contacto con el Servicio al cliente para obtener más detalles. Las medidas listadas están en la posición más baja; no incluye. Sistema de elevación a menos que se especifique.
- 6) Las dimensiones máximas de la reclinación manual varían según la base de potencia y el sistema de asientos. Llame para más detalles.
- 7) El peso de la batería puede variar +/- 1,4 kg según el fabricante.
- 8) Todas las unidades Quantum Rehab® pueden pedirse con controles especiales.
- 9) Llame para disponibilidad.
- 10) La altura del asiento al piso de 41,9 cm no está disponible con inclinación eléctrica o iLevel®. La altura del asiento al piso de 49,5 cm no está disponible con asiento estático o reclinación eléctrica.

Características Estándar


- SRS actualizado (Smooth Ride Suspension)
- 7,24 km / h con 30,5 cm iLevel®
- Luces guardabarros y cargador USB incluidos
- Nuevos colores atrevidos
- Hecho en la América de partes extranjeras y nacionales
- Acentos de color de la rueda motriz incluidos




7 Nuevos Colores*



JEAN AZUL



BOMBA DE CEREZA




CRUSH DE LIMÓN



MAQUINA VERDE



SORBETE DE FRAMBUESA



EVOLUCIÓN NARANJA



CIRUELA DE AZÚCAR

HYDROGRAPHICS



FIBRA DE CARBON

* Visite quantumrehab.com para ver los 17 colores disponibles.



Calle Velázquez 80 6a derecha, 28001 Madrid • (Tel) +34 91 035 37 94

Info@pridemobility.es • quantumrehab.eu



SP-120618_SP