

Excelente Rendimiento al Aire Libre y Características de Lujo



Paquete completo de iluminación
incluyendo señales direccionales y faros
LED ajustable en ángulo

El Scooter Pride® **Luna Victory**® de 3 ruedas ofrece un rendimiento potente en interiores y exteriores. Lujosos detalles de comodidad y conveniencia, como un timón de delta envolvente, neumáticos de bajo perfil que no marcan y un paquete completo de iluminación, hacen del Pride Luna Victory un impresionante paquete global.

Datos técnicos Modelo # SC613

Capacidad De Peso	158 kg
Velocidad Máxima ¹	Hasta 14,6 km / h
Distancia el Suelo ³	9,53 cm
Radio de Giro ³	125,7 cm
Longitud Total ³	139,7 cm
Ancho Total ³	69,9 cm
Neumáticos Delanteros	10 cm x 33 cm (4" x 13")
Neumáticos Traseros	10 cm x 33 cm (4" x 13")
Suspensión	Delantera y Trasera
Autonomía ^{1,2}	55 AH: Hasta 30,5 km 75 AH: Hasta 41 km
Peso Total Sin baterías ^{3,6}	87,5 kg
Piezas más Pesada una vez Desmontado ³	Sección Delantera: 35,6 kg
Asiento Estándar	Asiento trasero reclinable con apoyacabezas Peso: 21 kg Material: Vinilo Negro Dimensiones: 45,7 cm Ancho, 45,7 cm Profundidad
Sistema de Propulsión	Tracción trasera, caja de cambios sellada, motor de 24 voltios DC
Frenos	Regenerativos y electromecánicos
Requisitos de la Batería ^{3,4,5}	(2) 12 voltios, ciclo profundo Tamaño: (2) 55 AH (estándar); (2) 75 AH (opcional) Peso: 55 AH: 17,16 kg cada uno 75 AH: 24,49 kg cada uno
Cargador	5-amp, externo
Colores	

Candy Apple Rojo

Características Estándar

- Grandes neumáticos de 33 cm (13 ") para un excelente rendimiento al aire libre
- Paquete completo de iluminación incluyendo señales direccionales y faros LED ajustable en ángulo
- Estándar de la cesta delantera
- Puntos de amarre fácilmente accesibles (para el transporte del scooter desocupado)
- Espejo retrovisor estándar
- Fácil manejo de una sola mano
- Sensor de velocidad para reducir automáticamente la velocidad al girar las esquinas

Opciones

- Freno de mano
- Asiento con soporte lumbar ajustable

Accesorios



Soporte de muleta doble



Soporte de tanque de oxígeno



Cesta trasera



Espejo retrovisor adicional



Soporte para teléfono celular



Cargador USB XLR

¹ Estas especificaciones pueden estar sujetas a una variación de (+/- 10%).

² Probado de acuerdo con las normas ANSI / RESNA, WC Vol2, sección 4 y ISO 7176-4. Resultados derivados de cálculos teóricos basados en las especificaciones de la batería y la prueba de rendimiento del sistema de impulsión realizada a la máxima capacidad de peso

³ Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ o -) 3%.

⁴ Se necesario de tipo AGM o gel.

⁵ El peso de las baterías puede variar según el fabricante.

⁶ Incluye asiento estándar..

NOTA: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

La información contenida en este folleto es correcta en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso. La velocidad y la autonomía dependen del peso del usuario, el terreno, la condición y el nivel de la batería y el desgaste de los neumáticos. Debido a tolerancias de fabricación y mejora continua del producto, longitud, ancho, radio de giro y la distancia al suelo puede estar sujeta a una varianza de + o - 3%. Las dimensiones enumeradas son para la base de la energía solamente. Las medidas generales variarán en función de las selecciones de asientos y accesorios.

El rango teórico se calcula bajo condiciones de prueba de acuerdo con las normas europeas. El rango real en uso normal dependerá de muchos factores, incluyendo el estado del vehículo y sus baterías, el peso del conductor, la presión correcta de los neumáticos, la temperatura ambiente y el gradiente y la superficie de la carretera o pavimento.