

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Jazzy® Passport

Information sur le document: INFINFB3893/Rev D/October 2019

Catégorie d'usage	A
Capacité de poids	113 kg (250 lb)
Vitesse maximale ¹	Jusqu'à 5.8 km/h (3.6 mph)
Dégagement au sol ²	79 mm (3 po) au moteur
Rayon de braquage ²	616 mm (24.25 po)
Dimensions ^{2, 6}	Longueur: 1016 mm (40 po) Largeur: 597 mm (23.5 po)
Roues motrice	305 mm (12 po), pneumatiques
Roues pivotante	203 mm (8 po), solide
Roues antibascule	44 mm (1.75 po)
Suspension	Limité
Autonomie ^{1, 4, 7}	Batterie standard: Jusqu'à 15 km (9.6 milles) à 113 kg (250 lb) Jusqu'à 17.7 km (11 milles) à 90 kg (200 lb) Batterie de voyage en option: Jusqu'à 9.2 km (5.7 milles) à 113 kg (250 lb) Jusqu'à 10.1 km (6.3 milles) à 90 kg (200 lb)
Poids des composantes ⁵	Assemblage complet (sans batterie): 24 kg (54 lb) Batterie standard: 3.4 kg (7.6 lb) Batterie de voyage en option: 2.4 kg (5.2 lb)
Motorisation	Deux moteurs, traction arrière
Freins	Freins intelligents, électroniques régénératifs à disque
Batterie ³	Standard: Une batterie Lithium-Ion de 25.2 V 18.2 Ah Optionnel: Une batterie de voyage Lithium-Ion de 25.2 V 10.4 Ah
Chargeur	2 amp, externe
Force opérationnelle roue libre	Moins de 60 N
Force opérationnelle du contrôle d'entraînement	Moins de 5 N
Pente maximale nominale	10.5% (6°)
Obstacle maximal (croissant / décroissant)	40 mm (1.5 po)
Niveau sonore mesuré (pondéré A)	Moins de 65 dB

¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécifications est sujette à une variation de +10%, -5%.

² Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécifications est sujette à une variation de (+ or -) 3%.

³ Type de Lithium-Ion requis. Voyez la section "Batteries et recharge".

⁴ Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

⁵ Les poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

⁶ Les dimensions indiquées s'appliquent pour une base motorisé seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.

⁷ L'unité configurée avec la batterie de voyage en option n'est pas conforme à la normes AS/NZS 3695.2 et EN12184.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI/RESNA, ISO 7176 Serie et EN12184 applicables. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.



