

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Jazzy 600 Serie

Fabricant: Pride Mobility Products Company

Adresse Internet: www.pridemobility.com

Information sur le document: INFINFB2755/Rev 50A/August 2011

* I N F I N F B 2 7 5 5 *

Suspension:	ATX (Active-Trac, extra stabilité)
Roues motrice:	Jazzy 600: 35.56 cm (14 po), pneumatiques ou à âme pleine disponible Jazzy 600 XL: 35.56 cm (14 po), pleine
Roues pivotante:	Avant: 12.7 cm (5 po), à âme pleine Arrière: 15.24 cm (6 po), à âme pleine
Vitesse maximale: ¹	Jazzy 600 Serie: Jusqu'à 8 km/h (5 mph) Jazzy 600XL: Jusqu'à 6.43 km/h (4 mph)
Autonomie ^{1, 4}	Jazzy 600 Serie: Jusqu'à 25 km (15.5 milles) Jazzy 600 XL: Jusqu'à 16 km (15 milles)
Freins:	Electroniques régénératifs, "Frein de stationnement intelligent"
Dégagement au sol: ²	1.375 in (3.5 cm) au bar de dérapage 3 in (7.62 cm) sous mainframe
Stabilité pour conduite en travers d'une pente:	8° (14.1%)
Rayon de braquage: ²	50.8 cm (20 in)
Dimensions: ^{2, 6}	Jazzy 600 Serie Longueur: 102.87 (40.5 po) avec repose - pieds. Jazzy 600 Serie Longueur: 90.17 (36.5 po) sans repose - pieds. Jazzy 600 XL Longueur: 105.41 cm (41.5 po) avec repose - pieds. Jazzy 600 XL Longueur: 95.25 cm (37.5 po) sans repose - pieds. Jazzy 600 Serie et Jazzy 600 XL Largeur: 58.42 (23 po)
Motorisation:	Deux moteurs, roues centrées
Batteries: ³	Deux batteries 12-volts, NF-22 (Type AGM ou au gel recommandée)
Chargeur:	5-amp, Externe
Capacité de poids:	Jazzy 600 Serie: 136 kg (300 lb) Jazzy 600XL: 181 kg (450 lb)
Pente maximale franchissable	10° (17.6%)
Obstacle maximal	7.5 cm (2.95 in)
Poids des composantes: ⁵	Base: 127 lb (50.60 kg) Séige standard (avec contrôleur): 44 lb (19.95 kg) Batteries: 35 lb (15.87 kg) chacune

¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécifications est sujette à une variation de +10%, -5%.

² Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécifications est sujette à une variation de (+ or -) 3%.

³ Type AGM ou au gel requis. Voyez la section V. "Batteries et recharge."


⁴ Test salon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calcus basés sur les spécificationss des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

⁵ Les poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.


⁶ Le dimensions indiquées s'appliquetn pour une base motorisée seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de séige et des accessoires sélectionnés.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI/RESNA applicables et rencontre les exigences des standards ISO 7176 et EN12184. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.

LONGUEUR (JAZZY 600)



LONGUEUR (JAZZY 600 XL)



LARGEUR

