

SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Fusion

Fabricant: Pride Mobility Products Europe B.V.

Adresse Internet: www.pridemobility.com

Information sur le document: INFINF2492/Rev A/September 2010

Capacité de poids	136 kg (300 lb)
Poids total sans les batteries ^{2,5}	76.2 kg (170 lb)
Vitesse Maximale ¹	Jusqu'à 9.65 km/h (6 mph)
Autonomie ^{1,4}	Jusqu'à 25 km (15.5 miles)
Dimensions ²	Longueur: 89 cm (35 po) sans repose-pieds Larguer: 63.5 cm (25 po)
Dégagement du sol ²	7.3 cm (3 po)
Rayon de braquage ²	63.5 cm (25 po)
Obstacle maximal	7.6 cm (3 po)
Suspension	Propulsion arrière
Roues motrices	35.5 cm (14 po) pneumatiques, standard
Roulettes articulées	23 cm (9 po) solide, standard
Roues antibascule	6.35 cm (2.5 po)
Motorisation	Deux moteurs, propulsion arrière
Freins	Electroniques régénératifs, "Frein de stationnement intelligent"
Batteries ³	Deux NF-22 (50 Ah) Poids: 17 kg each (37 lb)
Chargeur	Externe, 5A
Siège	Poids: 17.23 kg (38 lb) Dimensions: 55.88 cm (22 po) hauteur 40.64-50.8 cm (16 - 20 po) profondeur 40.64-50.8 cm (16 - 20 po) largeur 45.72 cm (18 po) hauteur siège/plancher

¹ Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de + 10%, -5%.

² Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécification est sujette à une variation de (+ ou -) 3%.

³ Type AGM ou au gel requis. Voyez la section V. "Batteries et recharge".


⁴ Test salon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

⁵ Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI-RESNA applicables et rencontre les exigences des standards ISO 7176 et EN12184 . Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.


LONGUEUR (SANS REPOSE-PIEDS)

89 cm (35 po)



LARGUER

63.5 cm (25 po)



DEGAGEMENT DU SOL

7.3 cm (3 po)



**RAYON DE BRAQUAGE
(SANS REPOSE-PIEDS)**

63.5 cm (25 po)

