

# SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Jazzy Air

Information sur le document: INFINFB3470/Rev B/February 2016

Catégorie d'usage <sup>7</sup>	B
Capacité de poids	136 kg (300 lb)
Vitesse maximale <sup>1</sup>	Jusqu'à 6.44 km/h (4 mph) Jusqu'à 5.6 km/h (3.5 mph) avec la fonction Jazzy Air élevée
Dégagement au sol <sup>2</sup>	6.15 cm (2.42 po) au support de repose-pieds en position la plus basse 2.54 cm (1 po) au support de moteur
Rayon de braquage <sup>2</sup>	57.15 cm (22.5 po)
Dimensions <sup>2, 6</sup>	Longueur: 110 cm (43.2 po) avec repose-pieds 98 cm (38.6 po) sans repose-pieds Largeur: 59.5 cm (23.4 po)
Roues motrice	25.4 cm (10 po), qui ne crève pas
Roues pivotante	15.24 cm (6 po), qui ne crève pas
Suspension	Active-Trac avec technologie « Mid-Wheel 6 »
Autonomie <sup>1, 4, 7</sup>	Jusqu'à 29.64 km (18.4 milles) avec des batteries de 40 Ah Jusqu'à 24.6 km (15.3 milles) avec des batteries U-1
Poids des composantes <sup>5</sup>	Assemblage complet (sans batteries): 82 kg (181 lb) Batteries: U-1: 11.1 kg (24.5 lb) chacune; 40 Ah: 14.6 kg (32.2 lb) chacune
Motorisation	Deux moteurs, traction 6 roues centrées
Freins	Freins intelligents, électroniques régénératifs à disque
Batteries <sup>3</sup>	Deux batteries 12 volt, à décharge poussée U-1 (standard); 40 Ah (facultatif)
Chargeur	3.5A, externe
Pente maximale nominale	10.5% (6°)
Pente maximale franchissable	10.5% (6°)
Obstacle maximal	5.6 cm (2.2 po) 4.6 cm (1.8 po) avec la fonction Jazzy Air élevée
Force opérationnelle du contrôle d'entraînement	Moins de 5 N
Niveau sonore mesuré (pondéré A)	Inférieur à 65 dB

<sup>1</sup> Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécifications est sujette à une variation de +10%, -5%.

<sup>2</sup> Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécifications est sujette à une variation de (+ or -) 3%.

<sup>3</sup> Type AGM ou au gel requis. Voyez la section V. "Batteries et recharge".

<sup>4</sup> Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.


<sup>5</sup> Les poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

<sup>6</sup> Les dimensions indiquées s'appliquent pour une base motorisé seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.

<sup>7</sup> Utilisant des batteries de 40 Ah.

**NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI/RESNA, ISO 7176 Serie et EN12184 applicables. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.**





RAYON DE BRAQUAGE

