

# SPECIFICATIONS DE PRODUIT

Modèle: Jazzy Select® 6 2.0

Information sur le document: INFINFB3956/Rev C/January 2020

Catégorie d'usage	B
Capacité de poids	136 kg (300 lb)
Vitesse maximale <sup>1</sup>	Jusqu'à 6.9 km/h (4.3 mph)
Dégagement au sol <sup>2</sup>	45 mm (1.75 po) à support moteur
Rayon de braquage <sup>2</sup>	604 mm (23.75 po)
Dimensions <sup>2, 6</sup>	Longueur: 1099 mm (43.25 po) Largeur: 591 mm (23.25 po)
Roues motrice	254 mm (10 po), non aplatissant
Roues pivotante	152 mm (6 po), non aplatissant
Suspension	Active-Trac® avec la technologie Mid-Wheel 6
Autonomie <sup>1, 4</sup>	Jusqu'à 31 km (19.2 milles)
Poids des composantes <sup>5</sup>	Assemblage complet (sans batteries): 76.75 kg (169.5 lb) Batteries: 11.5 kg (25.5 lb) chacune
Motorisation	Deux moteurs, Traction Mid-wheel 6®
Freins	Freins intelligents, électroniques régénératifs à disque
Batterie <sup>3</sup>	Deux batteries au plomb scellées 12 volts, à cycle profond, anti-débordement, U-1
Chargeur	3.5 amp, externe
Force opérationnelle roue libre	Moins de 60 N
Force opérationnelle du contrôle d'entraînement	Moins de 5 N
Pente maximale nominale	10.5% (6°)
Obstacle maximal (croissant/décroissant)	50 mm (2 po)
Niveau sonore mesuré (pondéré A)	Moins de 65 dB

<sup>1</sup> Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Cette spécifications est sujette à une variation de +10%, -5%.

<sup>2</sup> Considérant les tolérances de fabrication et les améliorations apportées au produit, cette spécifications est sujette à une variation de (+ or -) 3%.

<sup>3</sup> AGM, Gel-Cell, or Hybrid Gel (Hybrid Gel is defined as Nano Silica Gel Electrolyte with High Quality Glass Mat Separators) type required. See III. "Batteries and Charging."

<sup>4</sup> Test selon la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4 & ISO 7176-4 standards. Résultats théoriques obtenus à partir des calculs basés sur les spécifications des batteries et du système d'entraînement. Testé au poids maximal permis.

<sup>5</sup> Les poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

<sup>6</sup> Les dimensions indiquées s'appliquent pour une base motorisé seulement. Les mesures hors tout peuvent varier en fonction du type de siège et des accessoires sélectionnés.

**NOTE: Ce produit est conforme à toutes les normes ANSI / RESNA, ISO 7176 Serie et EN12184 applicables. Toutes les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.**



