

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Go-Chair

Informazioni sul documento: INFINF3452/Rev B/October 2015

Classe di utilizzo	A
Portata massima	113 kg
Velocità massima ¹	Fino a 5,5 km/h
Altezza da terra ²	3,49 cm
Raggio di sterzata ²	68,26 cm
Imgombramento totale ^{2,6}	Lunghezza: 82,55 cm con poggiatesta 68,9 cm senza poggiatesta Larghezza: 48,3 cm
Ruote motrici	20 cm, piene
Ruote direzionali	13 cm, piene
Ruote posteriori anti-ribaltamento	7,62 cm, piene
Sospensioni	Limitate
Autonomia ^{1,4}	Fino a 8,1 km
Peso dei componenti ⁵	Sezione anteriore: 10,2 kg Sezione posteriore: 15,65 kg Sedile: 13,6 kg (con centralina e braccioli) Batterie: 9 kg (peso totale del pacco batterie)
Trazione	Doppio motore, posteriore
Freni	"Frenata intelligente" elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco
Batterie ³	Due 12 Ah, 12 volt, a ciclo continuo
Caricabatterie	2-amp, esterno
Pendenza massima di sicurezza	6° (10,5%)
Forza operativa del controllo di guida	Meno di 5 N

¹ Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Questa specifica può essere soggetta ad uno scostamento di +10%, -5%.

² A causa delle tolleranze costruttive e del continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+/-) 3%.

³ Richieste batterie di tipo AGM o al GEL. Vedere il paragrafo VI. "Batterie e carica".


⁴ Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. I risultati sono ottenuti da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti con la massima portata.

⁵ Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

⁶ Le dimensioni elencate si riferiscono alle sole basi elettroniche. Le misure generali sono soggette a variazioni a seconda del tipo di seduta e di optional scelti.

NOTA: Il prodotto è conforme ai requisiti ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.





RAGGIO DI STERZATA

