

FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Aspen

Informazioni sul documento: INFINF3529/Rev A/June 2016

Classe di utilizzo	B
Portata massima	136 kg
Velocità massima ¹	Fino a 10 km/h
Altezza da terra ²	45 mm alla staffa antiribaltamento 91 mm al punto più basso del telaio
Raggio di sterzata ²	641,5 mm
Imgombrato totale ^{2,6}	Lunghezza: 1070 mm con poggiatesta 850 mm senza poggiatesta Larghezza: 580 mm
Ruota motrice	254 mm, pneumatico
Ruote direzionali	152,4 mm, pneumatico
Ruota antiribaltamento	76,2 mm
Sospensioni	sospensioni posteriori indipendenti
Autonomia ^{1,4}	Fino a 25,2 km
Peso totale batterie escluse ⁵	Assemblaggio completo (senza batterie): 129,48 kg Batterie: NF-22: 17,21 kg ciascuna
Trazione	Doppio motore, trazione posteriore
Freni	"Frenata intelligente" elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco
Batterie ³	Due batterie 12-volt, a ciclo continuo NF-22
Caricabatterie	8-amp, esterno
Ruota libera forza operativa	Meno di 60 N
Forza operativa del controllo di guida	Meno di 5 N
Pendenza massima stimata	10,5% (6°)
Max dislivello superabile (ascendente/ discendente)	60 mm
Livello sonoro misurato	Meno di 65 dB

¹ Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Questa specifica può essere soggetta ad uno scostamento di +10%, -5%.

² A causa delle tolleranze costruttive e del continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+/-) 3%.

³ Richieste batterie di tipo AGM o al GEL. Vedere "Batterie e carica".


⁴ Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. I risultati sono ottenuti da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti con la massima portata.

⁵ Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.



⁶ Le dimensioni elencate si riferiscono alle sole basi elettroniche. Le misure generali sono soggette a variazioni a seconda del tipo di seduta e di optional scelti.

NOTA: Il prodotto è conforme ai requisiti ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.





RAGGIO DI STERZATA



ALLA STAFFA ANTIRIBALTAMENTO
ALTEZZA DA TERRA

AL PUNTA PIÙ BASSO DEL TELAIO
ALTEZZA DA TERRA

