

# FOGLIO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Jazzy Select® 6 2.0

Informazioni sul documento: INFINF3959/Rev A/August 2018

|  |   |
|--|---|
| Classe di utilizzo                                 | B   |
| Portata massima                                    | 136 kg  |
| Velocità massima <sup>1</sup>                      | Fino a 6,9 km/h   |
| Altezza da terra <sup>2</sup>                      | 45 mm al supporto motore  |
| Raggio di sterzata <sup>2</sup>                    | 603 mm  |
| Ingombro totale <sup>2, 6</sup>                    | Lunghezza: 1099 mm<br>Larghezza: 591 mm   |
| Ruota motrice                                      | 254 mm, non-appiattimento   |
| Ruota direzionale                                  | 152 mm, non-appiattimento   |
| Sospensioni  | Active-Trac® con tecnologia Mid-Wheel 6   |
| Autonomia <sup>1, 4</sup>                          | Fino a 31 km  |
| Peso totale batterie escluse <sup>5</sup>          | Assemblaggio completo (senza batteria): 77 kg<br>Batteria: 11,5 kg ciascuno     |
| Trazione   | Doppio motore, trazione centrale 6® ruote                                       |
| Freni  | "Frenata intelligente" elettronica rigenerativa, freno di stazionamento a disco |
| Batterie <sup>3</sup>                              | Due 12V, a ciclo continuo, U-1  |
| Caricabatterie                                     | 3,5 amp, esterno  |
| Ruota libera forza operativa                       | Meno di 60 N  |
| Forza operativa del controllo di guida             | Meno di 5 N   |
| Pendenza massima stimata                           | 10,5% (6°)  |
| Max dislivello superabile (ascendente/discendente) | 50 mm   |
| Livello sonoro misurato                            | Meno di 65 dB   |

<sup>1</sup> Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura delle batterie, e delle condizioni dei pneumatici. Questa specifica può essere soggetta ad uno scostamento di +10%, -5%.

<sup>2</sup> A causa delle tolleranze costruttive e del continuo miglioramento del prodotto, la presente specifica può essere soggetta ad una variazione pari a (+/-) 3%.

<sup>3</sup> Richieste batterie di tipo AGM o al GEL. Vedere "Batterie e carica".

<sup>4</sup> Testato in conformità con gli standard ANSI/RESNA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. I risultati sono ottenuti da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti con la massima portata.

<sup>5</sup> Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

<sup>6</sup> La dimensioni elencate si riferiscono alle sole basi elettroniche. Le misure generali sono soggette a variazioni a seconda del tipo di seduta e di optionals scelti.

**NOTA: Il prodotto è conforme ai requisiti ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.**



